

Link do produktu: <https://redmed.pl/refundacja-nfz-coaguchek-inrange-aparat-do-pomiaru-pt-inr-p-1790.html>



Refundacja NFZ | CoaguChek INRange Aparat do pomiaru PT INR

Cena	1 449,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	ROCH07404379015
Kod producenta	R07404379015
Producent	Roche
Refundacja NFZ	TAK, W przypadku braku refundacji w pole PIN oraz PESEL wpisać 0
Producent	Roche Diagnostic GmbH
Podmiot Odpowiedzialny	Roche Professional Diagnostics
Cena NFZ	2799,00 PLN

Opis produktu



System CoaguChek® INRange jest najwyższej klasy, przenośnym analizatorem, umożliwiającym monitorowanie czasu protrombinowego (PT/INR) u pacjentów stosujących doustną terapię przeciwkrzepliwą. Regularna i samodzielna kontrola wskaźnika INR (International Normalized Ratio) z małej

kropli krwi włóśniczkowej.

CoaguChek® INRange jest małym, precyzyjnym i dokładnym urządzeniem, a jego obsługa jest przyjazna dla każdego użytkownika. Może być stosowany przez pacjenta do regularnej samokontroli, ale też, ze względu na krótki czas badania, przez personel medyczny lub lekarzy, w trakcie wizyty.

System CoaguChek® INRange jest następcą dobrze znanych na całym świecie systemów CoaguChek® i CoaguChek® S oraz CoaguChek® XS. Zawiera wiele nowych rozwiązań zapewniających większe bezpieczeństwo i umożliwiających otrzymanie wyniku PT/INR szybciej, monitorowanie wyników w czasie oraz umożliwiających sprawna komunikację urządzenia z komputerem lub urządzeniami mobilnymi.

Systematyczna kontrola INR poprawia jakość i bezpieczeństwo życia poprzez długotrwałe utrzymanie wartości terapeutycznych. Samokontrola leczenia przeciwkrzepliowego zmniejsza ryzyko ciężkich powikłań, ponieważ pacjenci bardziej angażują się we własną opiekę i przez dłuższy czas utrzymują pożądany zakres.

Najważniejsze funkcje CoaguChek® INRange

Raportowanie trendów wyników

Analizator CoaguChek® INRange poinformuje pacjenta, jeśli ostatni wynik jest wyższy lub niższy od poprzedniego, aby pomóc w zrozumieniu trendów.

Zakres docelowy

Po ustawieniu pożądanych zakresów w urządzeniu INRange, pacjent zostanie wyraźnie poinformowany o wynikach nie mieszczących się w swoim zakresie.

Łączność Bluetooth lub USB

Możliwość połączenia urządzenia za pomocą Bluetooth lub USB, aby szybko i łatwo wysłać wyniki do personelu medycznego.

Komentowanie

Pacjent może wprowadzić do 6 komentarzy z każdym wynikiem, aby pomóc im zapamiętać wcześniejsze działania, które mogły mieć wpływ na wynik.

Kolorowy wyświetlacz

Kolorowy wyświetlacz sprawia, że ważne informacje, takie jak wyniki oznaczone kolorami, są zauważalne, dzięki czemu są łatwe do odczytania i zrozumienia. Prosty interfejs użytkownika posługujący się ikonami graficznymi,

Przypomnienia i pomoc na ekranie

Można ustawiać i konfigurować przypomnienia ważnych wydarzeń, takie jak czas na przeprowadzenia samokontroli, zażywanie leków lub wizytę u lekarza.

Pomoc na ekranie zapewnia wskazówki tekstowe w trakcie całej procedury wykonywania testu.

Pozostałe cechy systemu CoaguChek® INRange:

- Analiza odbywa się za pośrednictwem jednorazowych pasków testowych, których rolą jest pomiar krzepliwości krwi w taki sposób aby nie zanieczyścić urządzenia, a co za tym idzie, utrzymać wysoką wiarygodność wyników.
- Precyzyjny wynik PT/INR w ciągu niespełna 1 minuty, do badania wystarcza tylko jedna kropla krwi kapilarnej (8 µl) pobrana z opuszki palca, nie ma potrzeby nakłuwania żyły.
- Wbudowana kontrola jakości (OBIS), zapewniająca automatyczną kontrolę wszystkich części systemu oraz kontrolę paska przy każdym pomiarze, dzięki czemu samokontrola przy użyciu jednego urządzenia umożliwia uzyskanie wiarygodnych i powtarzalnych wyników.
- ISI 1,0 gwarantowana precyzja z referencyjnymi wynikami laboratoryjnymi.
- Łatwość aplikacji krwi dzięki specjalnej konstrukcji testów (możliwość nałożenia kropli krwi z góry lub z boku).
- Testy przechowywane w temperaturze pokojowej.
- Duży kolorowy ekran LCD oraz przyciski funkcyjne włączania/pamięci, powrotu do poprzedniego ekranu oraz nawigowania góra/dół.

Pomiar PT/INR w czterech prostych krokach:



Krok 1
Włóż pasek testowy
do CoaguChek INRange



Krok 2
Nakłuj palec sterylnym
nakłuwaczem



Krok 3
Umieść krople krwi
na pasku



Krok 4
Po ok 1 minucie
odczytaj wynik na
wyświetlaczu

Wybrane dane techniczne CoaguChek[®] INRange:

- zakres pomiarowy: %Q: 5 – 120; SEC: 9.6 – 96; INR: 0.8 – 8.0
- automatyczne włączanie poprzez włożenie paska,
- kodowanie pasków za pomocą chipu,
- pamięć 400 wyników z datą i godziną pomiaru,
- pamięć jest trwała nawet, gdy baterie się rozładują lub zostaną usunięte,
- możliwość bezprzewodowego przesyłania danych do komputera za pomocą funkcji bluetooth lub portu USB,
- możliwość ustawienia indywidualnych zakresów terapeutycznych,
- możliwość obserwacji trendu wyników w okresie do 180 dni
- sygnalizacja wyników poniżej lub powyżej zakresu terapeutycznego

Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro

Zestaw CoaguChek[®] INRange składa się z następujących elementów:

- Analizator CoaguChek[®] INRange
- Urządzenie nakłuwające typu pen
- Nakłuwacze
- Pokrowiec
- Instrukcja obsługi
- Krótki przewód referencyjny
- Kabel USB
- 4 x baterie AAA

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Refundacja NFZ: Z.04.01.00 - dorośli 18+ , Z.04.01.01 - dzieci do 18 roku (- 150,00 zł), Z.04.02.00 - inwalidzi wojenni, inw. wojskowi, osoby represjonow (- 150,00 zł), Bez refundacji (+ 1 350,00 zł)