

Link do produktu: <https://redmed.pl/11g-ilosciowe-testy-moczu-11-parametrow-do-czytnika-urit-31-p-600.html>

11G - ilościowe testy moczu, 11 parametrów - do czytnika Urit 31

Cena	50,00 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny
Numer katalogowy	11G
Producent	Red Med Diagnostic

Opis produktu

Odczynnikowe paski do badania moczu kompatybilne z analizatorem moczu [Urit 31](#)

Testy 11G do Urit31 mogą określić ilościowo 11 parametrów:

- leukocyty
- azotyny
- urobilinogen
- pH,
- erytrocyty (krew)
- ciężar właściwy
- ciała ketonowe – ketony
- bilirubinę
- glukozę
- kwas askorbinowy - witamina C
- białko

Przygotowanie próbki: manualne zanurzenie
W opakowaniu jest 100 pasków testowych.

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010r