

Link do produktu: <https://redmed.pl/14g-ilosciowe-paski-do-analizatora-moczu-urit-31-kreatynina-albumina-100-szt-p-599.html>



14G - ilościowe paski do analizatora moczu Urit 31, kreatynina, albumina - 100 szt

Cena	60,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Numer katalogowy	14G
Producent	Red Med Diagnostic

Opis produktu

Odczynnikowe paski do wykonania badania bio-chemicznego w moczu, kompatybilne z analizatorem [Urit31](#)

Paski zanurzeniowe 14G mogą określić ilościowo 14 parametrów w moczu:

- leukocyty
- azotyny
- urobilinogen
- pH,
- erytrocyty (krew)
- ciężar właściwy
- ciała ketonowe – ketony
- bilirubinę
- glukozę
- kwas askorbinowy - witamina C
- białko
- kreatyninę
- mikroalbuminy (albuminy)
- wapń

Przygotowanie próbki: manualne zanurzenie
W opakowaniu jest 100 pasków testowych.