

Link do produktu: <https://redmed.pl/accu-chek-linkassist-urzadzenie-wprowadzajace-wklucie-p-1420.html>



Accu-Chek LinkAssist - urządzenie wprowadzające wkłucie

Producent

Roche

Opis produktu

Urządzenie do automatycznego wprowadzania zestawów infuzyjnych Accu-Chek LinkAssist. Zapewnia łatwe, kontrolowane, praktycznie bezbolesne umieszczenie zestawu infuzyjnego Accu-Chek FlexLink na właściwym miejscu. Jest szczególnie polecane dla początkujących użytkowników pomp insulinowych.

Kaniula jest zawsze umieszczana w taki sam sposób, ponieważ jej wsuwanie odbywa się automatycznie.

Automatyczne wsuwanie może być przeprowadzone jedną ręką, dzięki czemu dostęp do trudnych do dotarcia miejsc jest łatwiejszy

Dane techniczne Accu-Chek LinkAssist:

- Wysokość (przed rozciągnięciem): 64,1 mm
- Wysokość (gotowy do użycia): 89,5 mm
- Szerokość: 78,6 mm
- Głębokość: 27,5 mm
- Nadaje się użycia z zestawem infuzyjnym: Accu-Chek FlexLink z niebieską pokrywą
- Kąt wsunięcia: Prosty, 90°
- Opakowanie: Pudełko zawiera 1 urządzenie do wsuwania