

Link do produktu: <https://redmed.pl/accu-chek-rapid-d-link-10-szt-4-sensory-enlite-p-1313.html>

Accu-Chek Rapid-D Link 10 szt +4 sensory Enlite

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	Accu-Chek Rapid-D Link
Producent	Roche
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Accu-Chek FlexLink zapewnia komfort noszenia w połączeniu z łatwą instalacją. Zwążająca się kaniula ułatwia szybkie wprowadzenie jej pod skórę, doskonały dla początkujących.

Szybka instalacja i maksimum dyskrecji:

- proste podłączanie/rozłączanie,
- wygodny, hipoalergiczny, samoprzylepny plaster pewnie mocuje wkłucie,
- idealny dla osób o słabym wzroku,
- kaniula wprowadzana pod kątem 90°
- różnorodność długości kaniuli i drenu

Kaniule występują w zestawie zawsze w tym samym rozmiarze oraz każda ma podłączony 10 cm dren, stąd podawana w rozmiarze długość drenu w zestawie z kaniulą jest o 10 cm większa niż samego drenu.

Enlite - Elektroda (Sensor) do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii.

Zaprojektowany dla wygody:

- Mniejszy sensor - 69% redukcji rozmiaru, krótsza igła
- Przeznaczony dla dorosłych i dla dzieci
- 6-dniowy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość kaniuli i drenu: 10/110 , 10/30 , 10/80 , 12/110 , 12/30 , 12/80 , 6/110 , 6/30 , 6/80 , 8/110 , 8/30 , 8/80