

Link do produktu: <https://redmed.pl/accu-chek-rapid-d-link-p-235.html>

## Accu-Chek Rapid-D Link

| Dostępność       | Na zamówienie                 |
|------------------|-------------------------------|
| Numer katalogowy | <b>Accu-Chek Rapid-D Link</b> |
| Producent        | <b>Roche</b>                  |
| Zadzwoń i zamów: | <b>+48322490070</b>           |

### Opis produktu

Szybka instalacja i maksimum dyskrecji:

- proste podłączanie/rozłączanie,
- wygodny, hipoalergiczny, samoprzylepny plaster pewnie mocuje wkłucie,
- idealny dla osób o słabym wzroku,
- kaniula wprowadzana pod kątem 90°
- różnorodność długości kaniuli i drenu

Kaniule występują w zestawie zawsze w tym samym rozmiarze oraz każda ma podłączony 10 cm dren, stąd podawana w rozmiarze długość drenu w zestawie z kaniulą jest o 10 cm większa niż samego drenu.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Długość kaniuli i drenu:** 10/110 , 10/30 , 10/80 , 12/110 , 12/30 , 12/80 , 6/110 , 6/30 , 6/80 , 8/110 , 8/30 , 8/80