

Link do produktu: <https://redmed.pl/acon-mission-ptinr-meter-model-analizator-mission-ptinr-pomiar-krzepliwosci-wycofany-p-1568.html>



Acon MISSION PT/INR METER model Analizator Mission PT/INR - pomiar krzepliwości - WYCOFANY

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Kod producenta	MISSION PT/INR METER
Producent	Pozostali producenci

Opis produktu

Produkt wycofany ze sprzedaży przez producenta.

System Mission® PT/INR do kontroli krzepliwości krwi, złożony jest z przenośnego elektronicznego urządzenia i jednorazowych testów. Przenośny analizator umożliwia pomiar PT - czasu protrombinowego oraz podaje wyniki w INR - międzynarodowy współczynnik znormalizowany.

Mission® został zaprojektowany specjalnie w celu zaspokojenia potrzeb osób wymagających samodzielnej kontroli krzepliwości, oraz pracowników służby zdrowia w miejscu bezpośredniej opieki medycznej.

Przenośny Analizator Mission® PT/INR charakteryzuje się niezawodnością i prostą, przyjazną obsługą.

Badanie czasu protrombinowego (PT) i określenie współczynnika międzynarodowego norm (INR) w ciągu około 2 minut.

Duży zakres pomiarowy i wysoka dokładność wyników wymaga tylko jednej kropli krwi włośniczkowej lub 15 µL pełnej krwi żyłnej.

Może działać na samym, wewnętrznym akumulatorze lub standardowym zasilaczu sieciowym. Dodatkowo funkcja zablokowania i zdolność do przechowywania identyfikatorów pacjentów.

Specyfikacja Mission® PT/INR:

- Metoda pomiaru próbki: Optyczna fluorescencja
- Rodzaj próbki: krew włośniczkowa lub świeża krew bez antykoagulantów
- Objętość próbki: 15 µL
- zakres pomiaru INR: od 0,7 do 7,0
- Zakres hematokrytu: 25-60%
- Czas analizy próbki: ~ 2 minuty
- Precyzja: Powtarzalność i całkowita precyzja
- Dokładność: $y = 1,076x - 0,078$, $R = 0,924$
- Pamięć: 200 wyników z datą i godziną
- Interfejs PC: Mini USB
- Zasilanie: 4 baterie AA lub zasilacz sieciowy
- Żywotność baterii: > 100 testów
- Wymiary wielkości: 152 x 72 x 37 mm
- Wymiary wyświetlacza: 46 x 23 mm
- Waga bez baterii: 170 g