

Link do produktu: <https://redmed.pl/afp-test-kasetowy-alfa-fetoproteiny-30-szt-p-479.html>

AFP - Test kasetowy alfa-fetoproteiny - 30 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	712001
Producent	Red Med Diagnostic

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.

Testy nie są przeznaczone do użytku domowego.

Immunochromatograficzny szybki test do jakościowego wykrywania antygenu Alfa-fetoproteina w ludzkim osoczu albo surowicy. Test ten służy jako pomoc w diagnozie różnych zachorowań na raka.

Precyzyjna diagnoza jest istotna do skutecznego i szybkiego wyleczenia pacjenta, redukuje ryzyko powikłań. Powikłania w leczeniu mogą być skutkiem zbyt późno rozpoznanej przyczyny, lub wynikać z przyjmowania silnych leków ogólnego przeznaczenia. Ponadto stosowanie antybiotyków w przypadku dolegliwości wywołanych wirusami może przyczyniać się do postępującej antybiotykooporność.

Testy jakościowe wykrywają, lub wykluczają przyczyny dolegliwości, a przez to pomagają postawić prawidłową diagnozę.

AFP to białko płodowe, które produkowane jest przez pęcherzyk żółciowy. Białko płodowe pojawia się w okresie ciąży (najwyższe w trzynastym tygodniu) oraz w przypadku niektórych nowotworów. Alfa-fetoproteina nie pojawia się u zdrowych pacjentów po skończeniu 1 roku życia.

Wysoka wartość Alfa-fetoproteiny pojawią się też w przypadku niektórych nowotworów. Dlatego badanie AFP może być stosowane również jako test przesiewowy w grupie ludzi, w której istnieje podwyższone ryzyko zachorowania na raka. O skuteczności kuracji świadczy spadek stężenia AFP. Podwyższony poziom AFP może wskazywać na: raka przewodu pokarmowego (np. żołądka, jelita grubego czy trzustki), nowotwór płuc, tyrozyneię (choroba genetyczna), marskość wątroby, dziedziczne utrzymywanie się AFP, raka jajników oraz jąder.

Zawartość opakowania:

- 30x Testy Kasetowe
- 30x Pipet jednorazowe
- 1x Instrukcja obsługi

Szczegóły testu:

- Próbką: Osocze (ok. 120-150 µl), Surowica (ok. 120-150 µl)
- Czas testu: 10 minut
- Czułość: Brak danych, badania w toku
- Specyficzność: Brak danych, badania w toku
- Cut-off: 25 ng/ml
- Przechowywanie: 2°C - 30°C