

Link do produktu: <https://redmed.pl/alere-determine-hiv-12-agab-combo-test-wykrywajacy-hiv-p-353.html>

## Alere Determine HIV-1/2 Ag/Ab Combo - test wykrywający HIV

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Czas wysyłki     | <b>Zadzwoń 32 720 62 10</b> |
| Numer katalogowy | <b>7D2646</b>               |
| Producent        | <b>Alere</b>                |
| Zadzwoń i zamów: | <b>+48322490070</b>         |

### Opis produktu

To pierwszy test wykrywający zarówno przeciwciała HIV-1/2 (20 - 45 dni po infekcji) jak i antygen HIV-1 (12 - 26 dni po infekcji).

Alere Determine HIV 1/2 Ag/Ab daje możliwość wcześniejszego wykrycia HIV niż zwykłe testy, polegające na obecności przeciwciał HIV 1/2.

Wcześniejsze wykrycie wirusa HIV zapobiega dalszemu rozprzestrzenianiu tego wirusa.

#### Zalety:

- Zapewnia przejrzyste wyniki w 20 minut, posiada wbudowaną kontrolę jakości dzięki której mamy pewność otrzymanego wyniku
- Nie wymaga specjalnego szkolenia, drogiego sprzętu, czy laboratorium
- Pomaga służbie zdrowia na wcześniejsze infekcji wirusem HIV wcześniej niż za sprawą tradycyjnych testów trzeciej generacji
- Umożliwia przeprowadzenie testów na krwi pobranej z palca, jak i osocza oraz surowicy

#### Informacje o produkcie:

- Czas badania: 20 min.
- Temperatura przechowywania: 2°C - 30°C
- Termin ważności: do 9 miesięcy
- Typ próbki: osocze / surowica / krew pełna
- Zawartość: 20 lub 100 testów
- Skuteczność: 100%
- Swoistość: 99.23 % (Ab), 99.66 % (Ag)