

Link do produktu: <https://redmed.pl/analizator-lactatu-dr-lange-p-59.html>

Analizator Lactatu - Dr. Lange

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	dr.Lange - analizator
Producent	dr.Lange
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Realizacja do 5 tygodni.

Analizator biochemiczny fotometr Dr. Lange Plus LP20

Minifotometr Plus LP 20 do oznaczania poziomu kwasu mlekowego Minifotometr LP20 Plus, z innowacyjną technologią wiązki kierunkowej, podłączenie do komputera przez port RS232C

- Zużycie energii: 3,6 Watt
- Zasilanie 6V
- Wymiary:
 - szerokość: 117mm
 - długość: 185mm
 - wysokość: 65mm
- Waga: 0,5kg.

W zestawie znajduje się podstawowy filtr 520nm, za pomocą którego oprócz badania kwasu mlekowego - lactate, możemy dodatkowo też wykonywać badania:

- alkohol,
- cholesterol,
- erytrocyty,
- glukoza,
- hemoglobina,
- hematokryt,
- trójglicerydy z pełnej krwi
- HDL/LDL cholesterol,
- kwas moczowy z krwi odwirowanej,
- serum/plasma

Walizka transportowa z zawartością:

- miejsce na analizator,
- zasilacz do analizatora,
- Micropipetler,
- Kapilary 10ul- 250szt,
- Lancety 100szt.,
- Mazak,
- stojak na 16 kuwet,
- Zestaw 5 szt. Akumulatorów,
- Płyny kontrolne Lactate, 5x2ml,
- Zestaw z walizką.
- Pakiet Sport.
- 1x mini fotometr LP 20.
- 1x filtr 520nm,
- LKM 140 mleczan - kwas mlekowy
- walizka transportowa,
- opakowanie 100 szt. pipet,
- opakowanie 250 szt. kapilar,
- płyny kontrolne,

- Oraz kilka dodatkowych urządzeń.

System zamknięty z odczynnikami i materiałami zużywalnymi wg zestawienia:

- LKM 139 alkohol
- LKM 110 białko
- LKM 103 bilirubina, bilirubina N
- LKM 226 cholesterol
- LKM 142 erytrocyty
- LKM 141 glukoza
- LKM 144 hematokryt
- LKM 143 hemoglobina
- BCZ 326 cholesterol HDL - odczynnik strąceniowy
- LKM 135 kwas moczowy
- BCZ 026 cholesterol LDL - odczynnik strąceniowy
- LKM 140 mleczany
- LKM 227 trójglicerydy
- LKM 145 wapń
- LKM 130 żelazo

Każdy zestaw składa się z 40 kuwet dotyczy wszystkich testów.