

Link do produktu: <https://redmed.pl/anti-hcv-wzw-typ-c-test-kasetowy-przeciwcial-hcv-40-szt-p-828.html>

anti-HCV Wzw typ C - Test kasetowy przeciwciał HCV - 40 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	NDL622094
Kod producenta	622094
Producent	nal von minden
Refundacja NFZ	Tak

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych. Testy **nie są** przeznaczone do użytku domowego. Zakup możliwy wyłącznie przez osoby posiadające PWZ lub przez firmę, podając nr NIP w zamówieniu. W przypadku zakupu przez "użytkownika domowego", zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.

Test immunochromatograficznym do jakościowego określania przeciwciał wirusowego zapalenia wątroby typu C (WZW typ C) w surowicy i osoczu.

Testy jakościowe mają na celu wykrycie, bądź wykluczenie przyczyny dolegliwości zdrowotnych pacjenta. Dzięki precyzyjnej diagnozie można zastosować najskuteczniejszą terapię, a tym samym skrócić czas potrzebny na wyleczenie i znacznie zredukować ryzyko wystąpienia komplikacji.

Stosowanie odpowiednich środków ma szczególne znaczenie w dobie zagrożenia coraz większej utraty skuteczności antybiotyków w efekcie obszernej i nieracjonalnej ich stosowania.

Wirus zapalenia wątroby typu C (wzw typ C, wirus Hepatitis C, HCV) jest małym, otoczkowym, dodatnio spolaryzowanym, jednonicowym wirusem RNA.

HCV wywołuje wirusowe zapalenie wątroby typu C, którego konsekwencją jest pozapalna marskość wątroby i rak wątrobowokomórkowy (pierwotny rak wątroby). HCV jest zdolny do wywołania nosicielstwa.

Źródłem zakażenia są inne osoby chore na WZW i nosiciele. HCV przenosi się podczas kontaktu krwi własnej z krwią nosiciela. Potencjalnie zakaźny jest każdy materiał zawierający krew.

Zazwyczaj przewlekła infekcja WZW typu C jest skąpoobjawowa, lub całkowicie bezobjawowa i trwa latami, przez to nawet 96% osób zakażonych nie jest tego świadoma swojego stanu. Średni czas trwania zakażenia HCV, od momentu проникnięcia wirusa do ustroju do poważnych problemów zdrowotnych, jest zazwyczaj dłuższy niż w przypadku HIV i trwa 5 do 35 lat. Choroba często kończy się marskością i rakiem wątroby.

Konwencjonalne metody nie sprawdzają się w sytuacji izolacji wirusa w kulturach komórkowych lub jego wizualizacji przy użyciu mikroskopu elektronowego.

Jednostopniowy test do szybkiego jakościowego określania obecności przeciwciał przeciwko HCV w próbkach surowicy i osocza. Test wykorzystuje kombinację cząsteczek pokrytych białkiem A oraz białek rekombinowanego HCV w celu selektywnego oznaczania przeciwciał przeciwko HCV w surowicy lub osoczu. Rekombinowane białka HCV wykorzystane w teście są zakodowane przez geny białek strukturalnych (nukleokapsyd) i niestrukturalnych.

Szczegóły testu

- Próbką: surowica, osocze, krew pełna
- Czas testu: 10 minut
- Czułość: 99,1 %
- Swoistość: 99,6 %
- Przechowywania: schłodzony do temp. 2-8°C albo w temp. pokojowej (nigdy pow. 30°C)

Zawartość opakowania:

- 40 testów kasetowych HCV
- 40 pipet jednorazowych
- 1 Bufor
- instrukcja obsługi