

Link do produktu: <https://redmed.pl/antystreptolizyna-o-aso-test-aglutynacji-lateksowej-100-testow-p-1497.html>

## Antystreptolizyna O (ASO) - test aglutynacji lateksowej - 100 testów

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Czas wysyłki     | <b>Zadzwoń 32 720 62 10</b> |
| Numer katalogowy | <b>NDL795003</b>            |
| Kod producenta   | <b>795003</b>               |
| Producent        | <b>nal von minden</b>       |

### Opis produktu

**Wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych.** Testy **nie są** przeznaczone do użytku domowego. Zakup możliwy wyłącznie przez osoby posiadające **PWZ** lub przez firmę, podając nr NIP w zamówieniu. W przypadku zakupu przez "użytkownika domowego", zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.

Szkiełkowy test aglutynacyjny do jakościowego i pół-ilościowego określania poziomu antystreptolizyny O (ASO) w ludzkiej surowicy. Wykrywanie przebytego, lub trwającego, zakażenia  $\beta$ -hemolitycznych paciorkowców grupy A.

Precyzyjna diagnoza jest istotna do skutecznego i szybkiego wyleczenia pacjenta, redukuje ryzyko powikłań. Powikłania w leczeniu mogą być skutkiem zbyt późno rozpoznanej przyczyny, lub wynikać z przyjmowania silnych leków ogólnego przeznaczenia. Ponadto stosowanie antybiotyków w przypadku dolegliwości wywołanych wirusami może przyczyniać się do postępującej antybiotykooporność.

Testy jakościowe wykrywają, lub wykluczają przyczyny dolegliwości, a przez to pomagają postawić prawidłową diagnozę.

Antystreptolizyna O jest toksycznym immunogennym egzozymem blokującym działanie jednego z enzymów paciorkowcowych (streptolizyny O).

Badanie ASO znajduje zastosowanie w diagnozie infekcji paciorkowcami, która wywołuje m.in. ostre zapalenia gardła, zakażenie skóry, zapalenie migdałków (anginy), zapalenia płuc i szkarlatyny. Paciorkowce mogą również wywołać choroby reumatyczne, gorączki reumatycznej lub kłębuszkowe zapalenie nerek.

#### Zestaw zawiera:

- 5 ml odczynnika ASO Lateks
- 1 ml kontroli pozytywnej
- 1 ml kontroli negatywnej
- 18 x 6 pól testowych jednorazowych szkiełek

**Do wykonania testu potrzebny jest mechaniczny wirnik z regulacją prędkości oraz wstrząsarka.**