

Link do produktu: <https://redmed.pl/antystreptolizyna-o-aso-test-aglutynacji-lateksowej-50-testow-p-1496.html>

Antystreptolizyna O (ASO) - test aglutynacji lateksowej - 50 testów

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	795002
Kod producenta	795002

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.

Testy nie są przeznaczone do użytku domowego.

W przypadku zakupu przez osobę nieuprawnioną do ich używania (użytek domowy) zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.

Szkiełkowy test aglutynacyjny do jakościowego i pół-ilościowego wykrywania antystreptolizyny O - ASO - w ludzkiej surowicy. Detekcja zakażenia β -hemolitycznych paciorkowców grupy A.

Testy jakościowe mają na celu wykrycie, bądź wykluczenie przyczyny dolegliwości zdrowotnych pacjenta. Dzięki precyzyjnej diagnozie można zastosować najskuteczniejszą terapię, a tym samym skrócić czas potrzebny na wyleczenie i znacznie zredukować ryzyko wystąpienia komplikacji.

Stosowanie odpowiednich środków ma szczególne znaczenie w dobie zagrożenia coraz większej utraty skuteczności antybiotyków w efekcie obszerne go i nieracjonalnego ich stosowania.

Streptolizyna O jest toksycznym immunogennym egzoenzymem, który wytwarzany jest przez β -hemolityczne paciorkowce grupy A, C i G. Określenie przeciwciał ASO jest pomocne przy diagnozie gorączki reumatycznej, kłębuszkowego zapalenia nerek oraz przy infekcjach paciorkowcami. Gorączka reumatyczna jest zapalną chorobą, która może zaatakować tkankę łączną w wielu miejscach ludzkiego organizmu (skórę, serce, stawy itd.). Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek jest infekcją nerek, dotyczącą głównie ciała nerkowego.

Określenie ASO jest pomocne przy diagnozie infekcji paciorkowcami która wywołuje m.in. ostre zapalenia gardła, zakażenie skóry, zapalenie migdałków (anginy), zapalenia płuc i szkarlatyny. Paciorkowce mogą również wywołać choroby reumatyczne, gorączki reumatycznej lub kłębuszkowe zapalenie nerek.

Próbki testowe:

ludzka surowica

Zestaw zawiera:

- 2,5 ml odczynnika ASO
- 1 ml kontroli pozytywnej
- 1 ml kontroli negatywnej
- 9 x 6 pól testowych jednorazowych szkiełek

Do wykonania testu potrzebny jest mechaniczny wirnik z regulacją prędkości oraz wstrząsarka.