

Link do produktu: <https://redmed.pl/aparat-do-pomiaru-profilu-lipidowego-cardiochek-plus-pts-connect-printer-iii-zestaw-dla-sluzby-zdrowia-analiza-lipidow-glukozy-p-597.html>



Aparat do pomiaru profilu lipidowego CardioChek Plus + PTS Connect Printer III - Zestaw dla służby zdrowia - analiza lipidów, glukozy,

Cena	3 510,00 zł
Cena poprzednia	3 996,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	PTS2700 + PTS2750
Producent	.PTS Diagnostics
SKU	BS002700 , BS002750

Opis produktu

Zestaw dla placówek służby zdrowia zawiera profesjonalny analizator CardioChek Plus i drukarkę termiczną Printer III. CardioChek Plus jest w stanie podać wyniki glukozy, obliczyć LDL, HDL, stosunek LDL/HDL, oraz stosunek cholesterolu do HDL bazując na jednej próbce krwi, jak również dostarcza wartości cholesterolu całkowitego, HDL i trójglicerydów w tym samym czasie.

Duża dokładność wyników oraz krótki czas ich uzyskania sprawia, że jest to idealne urządzenie dla personelu medycznego i pacjentów.

Przenośny i łatwy w obsłudze.

Glukometr może połączyć się z siecią bezprzewodową i przysyłać dane pacjenta do odpowiednich aplikacji.

Również cechami CardioChek Plus są:

- Wyniki już po 90 sekundach
- Jednoczesne mierzenie poziomu lipidów i glukozy
- Duży wyświetlacz oraz łatwa obsługa dwoma przyciskami
- Kompatybilny z paskami przeznaczonymi do wcześniejszych wersji
- Posiada pamięć na którą można zapisać wyniki badań

W zestawie jest dedykowana drukarka wyników testów. Łatwa w obsłudze i szybka, umożliwia wykonanie fizycznej (papierowej) kopii rezultatów testu lub wykonanie kopii z pamięci urządzenia. Dzięki temu wyniki można przekazać pacjentowi lub załączyć do dokumentów.

Przy pomocy analizatora można szybko uzyskać wyniki:

- [pomiar całkowity cholesterolu \(TC\)](#)
- [pomiar cholesterolu HDL](#)
- pomiar cholesterolu LDL wyliczony lub zbadany bezpośrednio
- [pomiar trójglicerydów](#)
- [pomiar glukozy](#)

Panel CardioChek

Przy użyciu Paneli CardioChek operator uzyskuje wyniki kilku parametrów bio-chemicznych z pojedynczej procedury i jednej próbki:

- [Panel CardioChek Lipidowo-glukozowy - opakowanie 15 testów - glukoza \(GLU\), cholesterol całkowity \(TC\), cholesterol \(HDL\), trójglicerydy \(TG\), cholesterol \(LDL\), stosunek TC/ HDL.](#)
- [Panel CardioChek Lipidowy - opakowanie 15 testów - cholesterol całkowity \(TC\), cholesterol \(HDL\), trójglicerydy \(TG\), cholesterol \(LDL\), stosunek TC/ HDL.](#)
- [Panel CardioChek Kardiologiczny \(CHOL+HDL+GLU\) - opakowanie 15 testów - cholesterol całkowity \(TC\), glukoza \(GLU\), cholesterol \(HDL\), stosunek TC/ HDL.](#)
- [Panel CardioChek Metaboliczny \(HDL+TG+GLU\) - opakowanie 15 testów - cholesterol \(HDL\), trójglicerydy \(TG\), glukoza \(GLU\).](#)
- [Panel CardioChek Naczyniowy \(CHOL+HDL\) - opakowanie 25 testów - całkowity cholesterol \(TC\), cholesterol \(HDL\).](#)
- [Panel CardioChek Diabetologiczny \(CHOL+GLU\) - opakowanie 25 testów - cholesterol całkowity \(TC\), glukoza \(GLU\).](#)

Testy CardioChek

Dostępne są również paski do pojedynczych pomiarów morfologii krwi.

- **Testy cholesterolu całkowitego:** [Paski PTS Panels Cholesterol opakowanie 25 szt.](#) , [PTS Panels Cholesterol opakowanie 3 szt.](#)
- **Testy cholesterolu HDL:** [Paski PTS Panels HDL Cholesterol opakowanie 25 szt.](#) , [Paski PTS Panels HDL Cholesterol opakowanie 3 szt.](#)
- **Testy trójglicerydy:** [Paski PTS Panels Trójglicerydy opakowanie 25 szt.](#) , [PTS Panels Trójglicerydy opakowanie 3 szt.](#)
- **Testy do Glukozy:** [Paski PTS Panels Glukoza opakowanie 25 szt.](#)

Specyfikacja:

- Wymiary:
 - Szerokość: 8,13 cm
 - Długość: 15,24 cm
 - Wysokość: 3,8 cm
- Waga: 156 g (bez baterii)
- Pamięć: 50 testów chemicznych, 10 testów kontrolnych





Ponadto urządzenie spełnia normy NCEP dla dokładności, oraz posiada certyfikaty CE oraz CRMLN.

Cechy drukarki:

- Kompaktowy wygląd pozwala oszczędzić miejsce na biurku.
- Technologia bezpośredniego druku termicznego eliminuje koszty tuszu, taśmy barwiącej i tonera.
- Wysoka szybkość, wysoka rozdzielczość druku 300 DPI.
- Automatyczny system przesuwania etykiet – łatwy w obsłudze.

Charakterystyka drukarki:

- Szerokość etykiety: 58 mm
- Rozdzielczość 300 DPI
- Szybkość druku: 2 - 3 sek. na jedną etykietę
- Połączenie: Za pomocą przewodu USB i RS-232
- Zasilanie: Od 11,4 V do 12,6 V DC
- Wymiary: 157,9 mm wysokości; 117 mm szerokości; 160,9 mm długości
- Waga: 490 gramów

Zawartość opakowania:

- Glukometr CardioChek Plus + instrukcja PL,En
- Czarny futerał ochronny,
- 2 x bateria AAA, na około 300 badań,
- 1 x drukarka termiczna dedykowana do urządzenia CardioChek
- 1 x Zasilacz do drukarki.
- 1 x Rolka do drukarki
- 1 x Przewód komunikacyjny

Opcje dodatkowe:

- [Pipety, które samoistnie zasysają krew.](#)
- [Jednorazowe, sterylne nakłuwacze Medlance, pozwalają na bezbolesne nakłucie palca.](#)
- [Gaziki do dezynfekcji nasączone 70% alkoholem izopropylowym.](#)
- [Test kontrolny Multi - Chemistry Controls \(GLU, TC, TG, CK\): High/Low](#)
- [Test kontrolny - HDL Cholesterol Controls \(High/Low\)](#)
- [ChekMate - System kontroli jakości](#)
- [PTS Connect - adapter Bluetooth](#)
- [Drukarka termiczna](#)
- [Etykiety do drukarki](#)
- [CardioChek Link - oprogramowanie do PC do zarządzania wynikami + przewód USB /Oprogramowanie działa na systemach: Windows Vista \(32 i 64 -bitowy\); Windows 7 \(32 i 64 -bitowy\); Windows 8; 8.1 \(32 i 64 -bitowy\); Windows 10 \(32 i 64 -bitowy\).](#)
- [CardioChek HRA - oprogramowanie do PC do oceny wieku serca + przewód USB /Oprogramowanie działa na systemach: Windows Vista \(32 i 64 -bitowy\); Windows 7 \(32 i 64 -bitowy\); Windows 8; 8.1 \(32 i 64 -bitowy\); Windows 10 \(32 i 64 -bitowy\).](#)

[CardioChek pomiar cholesterolu HDL](#)

Deklaracja zgodności: Urządzenie spełnia wymogi norm regulacyjnych UE w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady ("dyrektywa IVD").