

Link do produktu: <https://redmed.pl/astrovirus-test-kasetowy-antygenow-astrowirusa-10-szt-p-356.html>

Astrovirus Test kasetowy antygenów astrowirusa - 10 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	NDL850003
Kod producenta	850003
Producent	nal von minden

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych. Testy **nie są** przeznaczone do użytku domowego. Zakup możliwy wyłącznie przez osoby posiadające **PWZ** lub przez firmę, podając nr NIP w zamówieniu. W przypadku zakupu przez "użytkownika domowego", zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.

Immunologiczny szybki test do jakościowego wykrywania antygenów astrowirusa w ludzkiej próbce kału.

Testy jakościowe wykrywają, lub wykluczają przyczyny dolegliwości, a przez to pomagają postawić prawidłową diagnozę.

Precyzyjna diagnoza jest istotna do skutecznego i szybkiego wyleczenia pacjenta, redukuje ryzyko powikłań. Powikłania w leczeniu mogą być skutkiem zbyt późno rozpoznanej przyczyny, lub wynikać z przyjmowania silnych leków ogólnego przeznaczenia. Ponadto stosowanie antybiotyków w przypadku dolegliwości wywołanych wirusami może przyczyniać się do postępującej antybiotykooporności.

Astrowirusy powodują ostry nieżyt żołądkowo-jelitowy, który objawia się wodnistą biegunką oraz wymiotami. Mogą pojawić się także bóle głowy, gorączka, bóle brzucha i kurczowe bóle podbrzusza. Najbardziej narażone na infekcję są małe dzieci, ale problem ten dotyczy też inne grupy wiekowe. Zakażenie odbywa się drogą fekalno-oralną. W przypadku zarażenia, okres inkubacji wynosi 1-4 dni, w zależności od przebiegu choroby objawy utrzymują się ok. 3 dni.

Zawartość opakowania:

- 10 Testy kasetowe
- 10 probówek na próbki kału z buforem
- 1 instrukcja obsługi

Szczegóły testu:

- Próbką: Kał (200-300 mg lub 200-300 µl jeśli próbka jest płynna)
- Czas testu: 10 minut
- Czulość: >94% w porównaniu do testu ELISA-astrovirus
- Swoistość: 99% w porównaniu do testu ELISA-astrovirus
- Przechowywanie:
 - Do 2 dni przed badaniem: w lodówce 2°C - 4°C
 - Do 1 roku: zamrożone w temp. -20°C