

Link do produktu: <https://redmed.pl/asystent-lactate-scout-oprogramowanie-bluetooth-p-293.html>

Asystent Lactate Scout - Oprogramowanie + Bluetooth

Cena	999,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Producent	EKF Diagnostics
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Zestaw oprogramowania Asystent Lactate Scout z odbiornikiem Bluetooth służy do przesyłania wyników badań na standardowym komputerze Windows i późniejszą analizę danych z analizatora kwasu mlekowego Lactate Scout+. Oprogramowanie oferuje liczne możliwości zarządzania wynikami, prezentacji graficznej i analizy danych opartych na standardowych modelach. Ponadto istotne parametry diagnostyki wydajności, takich jak warunki treningów, poziomu wysiłku, częstość akcji serca i wiele więcej można wprowadzać i edytować ręcznie.

Wersja językowa: Angielski Niemiecki, Hiszpański i Włoski.

Aby zainstalować i operować systemem muszą być spełnione wymagania:

Procesor zgodny z Pentium 1 GHz lub wyższy

512 MB RAM i 20 MB wolnego miejsca na dysku.

System operacyjny: Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8 or Windows® 10