

Link do produktu: <https://redmed.pl/bcahb-combo-test-kasetowy-antygenow-raka-pecherza-moczowego-10-szt-p-478.html>

BCA/Hb Combo - Test kasetowy antygenów raka pęcherza moczowego - 10 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	NDL562003N-10
Kod producenta	562003N-10
Producent	nal von minden

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych. Testy **nie są** przeznaczone do użytku domowego. Zakup możliwy wyłącznie przez osoby posiadające PWZ lub przez firmę, podając nr NIP w zamówieniu. W przypadku zakupu przez "użytkownika domowego", zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.

Jednoetapowy łączony test jest łatwym immunochromatograficznym testem do szybkiego i jakościowego oznaczania proteiny hCFHrp (również określaną, jako antygen raka pęcherza; BCA - bladder cancer antigen) i hemoglobiny (Hb) w moczu. Test jest środkiem pomocniczym przy diagnozie raka pęcherza moczowego.

Zastosowanie testów jakościowych ma duże znaczenie w diagnostyce i leczeniu dolegliwości pacjenta. Szybkie i dokładne postawienie diagnozy może zredukować ryzyko wystąpienia komplikacji związanych z wczesnym niewykryciem przyczyn choroby oraz skraca czas potrzebny na wyleczenie.

Testy jakościowe potwierdzają, lub wykluczają, diagnozę i umożliwiają zastosowanie środków medycznych adekwatnych do przyczyn dolegliwości pacjenta. Jest to metoda która znaczenie poprawia skuteczność leczenia, ponieważ zamiast stosowania silnych leków ogólnego przeznaczenia i obserwowania ich skuteczność, można od razu zastosować skuteczne środki. Dzięki temu koszt leczenia i ryzyko skutków ubocznych są mniejsze.

Około 2-3% procent złośliwych nowotworów u człowieka to rak pęcherza moczowego. Oprócz nowotworu prostaty, nowotwór pęcherza moczowego jest drugą w kolejności chorobą nowotworową systemu moczowo-płciowego. Do czynników zwiększających ryzyko raka pęcherza moczowego zaliczamy palenie papierosów, chroniczne zapalenie pęcherza, narażenie na działanie czynników rakotwórczych, jak np. benzydyna w miejscu pracy.

Jednoetapowy BCA/HB test łączony bazuje na jednorazowej kombinacji z monoklonalnych i poliklonalnych przeciwciał do selektywnego oznaczenia proteiny hCFHrp i hemoglobiny (Hb) w próbce. Oznaczenie hemoglobiny podwyższa czułość testu przede wszystkim w późniejszych stadiach raka pęcherza moczowego, które w normalnych przypadkach charakteryzują się obecnością krwi w moczu.

Zawartość opakowania:

- 10 pakowanych pojedynczo testów z jednorazowymi pipetami
- 10 kubków na mocz z pokrywkami
- instrukcja obsługi

Szczegóły testu:

- Próbką: Mocz
- Czas testu: 9-10 minut
- Czułość: do 97%
- Swoistość: do 72%
- Przechowywanie: 2°C - 30°C

