

Link do produktu: <https://redmed.pl/benecheck-plus-monitor-kwasu-moczowego-glukozy-i-cholesterolu-p-592.html>

BeneCheck Plus – Monitor kwasu moczowego, glukozy i cholesterolu

Cena

225,00 zł

Dostępność

Czekamy na dostawę

Opis produktu

BeneCheck Plus to urządzenie do monitorowania kwasu moczowego, glukozy i cholesterolu, służy do codziennej samokontroli. Wyposażone jest w technologię amperometryczną i elektrochemiczną.

Do przeprowadzenia badania potrzebna jest mała ilość krwi kapilarnej oraz paski testowe (w zależności od przeprowadzonego badania).

Urządzenie charakteryzuje się dokładnymi wynikami przeprowadzonego badania, własną pamięć wyników, małym rozmiarami urządzenia, prostą obsługą dzięki tylko dwóm przyciskom funkcyjnym.

Badanie kwasu moczowego :

- Potrzebne paski do pomiaru kwasu moczowego Benecheck Plus
- Rozmiar próbki: Około 0.7 μ L
- Zakres pomiaru: 3 - 20 mg/dL (0.18 - 1.19 mmol/L)
- Czas pomiaru: 15 sekund
- Pamięć: 50 wyników

Badanie cholesterolu :

- Potrzebne paski do pomiaru cholesterolu Benecheck Plus
- Rozmiar próbki: Około 10 μ L
- Zakres pomiaru: 100 - 400 mg/dL (2.59 - 10.35 mmol/L)
- Czas pomiaru: 30 - 40 sekund
- Pamięć: 50 wyników

Badanie glukozy:

- Potrzebne paski do pomiaru glukozy Benecheck Plus
- Rozmiar próbki: Około 0.7 μ L
- Zakres pomiaru: 20 - 600 mg/dL (1.1 - 33.3 mmol/L)
- Czas pomiaru: 10 sekund
- Pamięć: 360 wyników

Parametry:

- Temperatura działania: 10-40 $^{\circ}$ C
- Bateria: 1 bateria litowa 3V (CR2032)
- Wytrzymałość baterii: około 1000 testów
- Wymiary 86 mm długości, 57 mm szerokości, 17 mm wysokości
- Waga: około 48 g (z baterią)