

Link do produktu: <https://redmed.pl/blu-dock-a1cnow-pts-detect-stacja-bluetooth-do-transferu-wynikow-p-1624.html>

Blu-Dock A1CNow+, PTS Detect - stacja Bluetooth do transferu wyników

Dostępność	Chwilowo niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PTS4715
Kod producenta	4715
Producent	.PTS Diagnostics
Zadzwoń i zamów:	+48322490070
SKU	BS004715
Dodatkowa informacja	Przydatność oznaczania hemoglobiny A1C

Opis produktu

Urządzenie Blu-Dock jest przeznaczone do transferu wyników testów z analizatorów A1CNow+. Dane przesyłane są bezprzewodowo za pomocą łącza Bluetooth. Możliwość drukowania wyników bezpośrednio z urządzenia A1CNow+.


System A1Cnow+ wykorzystuje do wykonania badania referencyjną technikę chromatografii HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej), metoda ta jest jedyną certyfikowaną i rekomendowaną przez *National Glycohemoglobin Standardization Program* (NGSP).

PTS Connect Blu-Dock daje możliwość bezpośredniego wydrukowania wyników z analizatorów A1CNow lub na drukarce PTS Connect Printer.

Blu-Dock współpracuje z każdym urządzeniem z działającym portem Bluetooth.

Wymagane zasilanie: 2 baterie AA 1,5 V

Wyłącznie do użytku profesjonalnego.



[System A1CNow+®](#)

Przenośne oznaczanie HbA1c. Analizator został zaprojektowany w celu uzyskania szybkiego i wiarygodnego wyniku hemoglobiny glikowanej. Istotne narzędzie w monitorowaniu przebiegu cukrzycy.

Przeznaczony do użytku profesjonalnego [System A1CNow+®](#) spełnia normy National Glycohemoglobin Standardisation Program (NGSP) i charakteryzuje się wysoką zgodnością pomiarów z metodą referencyjną sięgającą 99%.

Zawartość opakowania PTS Connect Blu-Dock

- Stacja transferu danych PTS Connect Blu-Dock
- Saszetka transportowa dla urządzenia
- 4x baterie AA 1,5 V
- Instrukcja obsługi