

Link do produktu: <https://redmed.pl/paski-pts-panels-hdl-cholesterol-25-testow-do-cardiochek-do-pomiaru-cholesterolu-hdl-p-103.html>



Paski PTS Panels HDL Cholesterol, 25 testów do CardioChek do pomiaru cholesterolu HDL

Cena	270,00 zł
Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	PTS1714
Kod producenta	1714
Producent	.PTS Diagnostics
Zadzwoń i zamów:	+48322490070
SKU	BS001714

Opis produktu

Paski do testu ilościowego pomiaru frakcji HDL cholesterolu dla ręcznego analizatora CardioChek. Testy pozwalają określić poziom frakcji HDL cholesterolu we krwi pobranej z palca lub żyły pacjenta. Niewielka kropla krwi - 15µL pozwala na przeprowadzenie szybkiego i dokładnego badania w każdym miejscu i czasie, bez laboratorium.

Analizator CardioChek jest narzędziem do wykonywania pomiarów wielu parametrów medycznych w krwi: cholesterolu całkowitego, frakcji cholesterolu HDL, trójglicerydów i glukozy.

Parametry techniczne:

- Zakres pomiarowy testów to 20 - 120 mg/dL (0,52 - 3,11 mmol/L) (jednostkę wybieramy przed badaniem).
- Testów nie trzeba przechowywać w lodówce.
- Czas badania:
- wyłącznie dla urządzeń CardioChek, CardioChek PA i CardioChek Plus.

Deklaracja zgodności: Urządzenie CardioChek spełnia wymogi norm regulacyjnych UE w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady ("dyrektywa IVD").

Opcje dodatkowe:

- Pipety o pojemności 15µL, które samoistnie zasysają krew.
- Jednorazowe, sterylne nakłuwacze Medlance, które pozwalają na bezbolesne nakłucie palca.
- Gaziki do dezynfekcji nasączone 70% alkoholem izopropylowym.
- Płyn kontrolny HDL.

Zawartość opakowania:

- 1 x opakowanie testów cholesterol HDL 25 szt,
- 1 MemoChip, procesor kalibrujący,

Zastosowanie:

Paski do pomiaru cholesterolu HDL znakomicie sprawdzają się zarówno w placówkach medycznych jak również w laboratoriach, którym zależy na bardzo szybkiej i wygodnej obsłudze pacjenta. Testy HDL są również doskonałym

rozwiązaniem dla osób, które samodzielnie dokonują pomiarów cholesterolu. Wygodne opakowanie i prostota obsługi pozwalają na zabranie pasków w podróż służbową czy na wakacje.

HDL - jest ważną substancją tłuszczową obecną we krwi. Przeciwdziała miażdżycy, a także powoduje że, komórki tłuszczu są wypłukiwane z naczyń krwionośnych. Jego poziom we krwi powinien być jak najwyższy - powyżej 40 miligramów do ok. 60 miligramów. Najpełniej chroni on serce, jeśli jego ilość przekracza 60 miligramów. Jeśli poziom HDL mniejszy niż 35 mg/dl jest czynnikiem ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej. Najlepiej do określenia ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia służy stosunek całkowitego cholesterolu do cholesterolu HDL, który powinien wynosić 4,5 i mniej. Należy regularnie kontrolować stan dobrego Cholesterolu HDL, gdyż jest on ściśle skorelowany z pozostałymi frakcjami i ma znaczący wpływ na ogólne wyniki pomiaru lipidów.

Prawidłowe wartości cholesterolu HDL:

Kobiety - Powyżej 40 mg/dl (1,0 mmol/L)

Mężczyźni - Powyżej 35 mg/dl (0,9 mmol/L)

Kto powinien badać poziom cholesterolu HDL?

- Osoby z rozpoznaną chorobą niedokrwinną serca (chorobą wieńcową, dusznicą bolesną, po zawale serca).
- Osoby, u których rodzinie występuje wysoki poziom cholesterolu lub choroba niedokrwinną serca w młodym wieku.
- Osoby w wieku powyżej 35 lat z czynnikami ryzyka rozwoju choroby niedokrwiennej serca, takimi jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów.
- Osoby przyjmujące leki obniżające poziom cholesterolu.
- Osoby, które pragną profilaktycznie kontrolować stan swojego układu sercowo naczyniowego