

Link do produktu: <https://redmed.pl/cardiochek-plus-system-pomiaru-profilu-lipidowego-profesjonalny-przenosny-analizator-diagnostyczny-z-certyfikatem-fda-ce-crmln-p-348.html>



CardioChek Plus - System pomiaru profilu lipidowego, profesjonalny, przenośny analizator diagnostyczny z Certyfikatem FDA, CE, CRMLN,

Cena	1 998,00 zł
Cena poprzednia	2 997,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	dzień roboczy do 13:00
Numer katalogowy	PTS2700
Kod EAN / GETIN	381932700016
Producent	.PTS Diagnostics
Zadzwoń i zamów:	+48322490070
SKU	BS002700

Opis produktu

CardioChek Plus zapewnia szybką analizę glukozy oraz lipidów w celu rozpoznania osób z grupy ryzyka. Możliwość dostarczenia wyników w 90 sekund pozwala pracownikom służby zdrowia na zwiększenie szybkości usług co jest ważnym aspektem w dzisiejszych czasach.

Glukometr może połączyć się z siecią bezprzewodową i przysyłać dane pacjenta do odpowiednich aplikacji. To jedyne takie przenośne urządzenie, które bazując na jednej próbce krwi jest w stanie podać wyniki glukozy, cholesterolu całkowitego, HDL, trójglicerydów oraz obliczyć LDL, stosunek LDL/HDL, stosunek cholesterolu całkowitego do HDL. Daje możliwość przeprowadzenia badania kilku parametrów w tym samym czasie. Wyprodukowany w Houston, USA.

Możliwości analizatora:

- [Panel Lipidowy](#)
- [Panel Kardiologiczny](#)
- [Panel Metaboliczny](#)
- [Panel Diabetologiczny](#)
- [Panel Naczyniowy](#)
- [pomiar całkowity cholesterolu \(TC\)](#)
- [pomiar cholesterolu HDL](#)
- pomiar cholesterolu LDL wyliczony lub zbadany bezpośrednio
- [pomiar trójglicerydów](#)
- [pomiar glukozy](#)



Paski testowe PTS Panels CardioChek umożliwiają wykonanie pomiaru kilku parametrów w tym samym czasie, z jednej próbki:

Panel Lipidowy

[Paski PTS Panels Lipids opakowanie 15 szt.](#)

- cholesterol całkowity (TC): 100 - 400 mg/dl (2,59 - 10,36 mmol/L)
- cholesterol (HDL): 20 - 120 mg/dL (0.52 - 3.11 mmol/L)
- trójglicerydy (TG): 50 - 500 mg/dl (0,56 - 5,65 mmol/L)
- cholesterol (LDL): 50 - 200 mg/dl (1,29 - 5,18 mmol/L)
- stosunek TC/ HDL

Panel Lipidowo-glukozowy

[Paski PTS Zestaw smart 15 testów](#)

- cholesterol całkowity (TC): 100 - 400 mg/dl (2,59 - 10,36 mmol/L)
- cholesterol (HDL): 20 - 120 mg/dL (0.52 - 3.11 mmol/L)
- trójglicerydy (TG): 50 - 500 mg/dl (0,56 - 5,65 mmol/L)
- cholesterol (LDL): 50 - 200 mg/dl (1,29 - 5,18 mmol/L)
- glukoza (GLU): 40 - 600 mg/dl (2,22 - 33,3 mmol/l)
- stosunek TC/ HDL

Panel Kardiologiczny

[Paski PTS Panels CHOL+HDL+GLU opakowanie 15 szt.](#)

- cholesterol całkowity (TC): 100 - 400 mg/dl (2,59 - 10,36 mmol/L)
- glukoza (GLU): 20 - 600 mg/dl (1,11 - 33,3 mmol/L)
- cholesterol (HDL): 15 - 100 mg/dl (0,39 - 2,59 mmol/L)
- stosunek TC/ HDL

Panel Metaboliczny

[Paski PTS Panels CardioChek HDL+TG+Glu opakowanie 15 szt.](#)

- cholesterol (HDL): 20 - 120 mg/dL (0,52 - 3,11 mmol/L)
- trójglicerydy (TG): 50 - 500 mg/dl (0,56 - 5,65 mmol/L)
- glukoza (GLU): 20 - 600 mg/dl (1,11 - 33,3 mmol/L)

Panel Naczyniowy

[Paski PTS Panels CHOL+HDL opakowanie 25 szt.](#)

- całkowity cholesterol (TC): 100 - 400 mg/dl (2,59 - 10,36 mmol/L)
- cholesterol (HDL): 20 - 120 mg/dL (0,52 - 3,11 mmol/L)

Panel Diabetologiczny

[Paski PTS Panels CHOL+GLU opakowanie 25 szt.](#)

- cholesterol całkowity (TC): 100 - 400 mg/dl (2,59 - 10,36 mmol/L)
- glukoza (GLU): 20 - 600 mg/dl (1,11 - 33,3 mmol/L)

Panel Cholesterolu całkowitego

[Paski PTS Panels Cholesterol opakowanie 25 szt.](#)

[PTS Panels Cholesterol opakowanie 3 szt.](#)

- Zakres pomiarowy testów: 100 - 400 mg/dl (2,59 - 10,36 mmol/L)

Panel Cholesterolu HDL

[Paski PTS Panels HDL Cholesterol opakowanie 25 szt.](#)

[Paski PTS Panels HDL Cholesterol opakowanie 3 szt.](#)

- Zakres pomiarowy testów: 20 - 120 mg/dL (0,52 - 3,11 mmol/L)

Panel Trójglicerydy

[Paski PTS Panels Trójglicerydy opakowanie 25 szt.](#)

[PTS Panels Trójglicerydy opakowanie 3 szt.](#)

- Zakres pomiarowy testów: 50 - 500 mg/dl (0,56 - 5,65 mmol/L)

Panel Glukozy

[Paski PTS Panels Glukoza opakowanie 25 szt.](#)

- Zakres pomiarowy testów: 20 - 600 mg/dl (1,11 - 33,3 mmol/L)

[Paski PTS Panels eGlu Glukoza opakowanie 50 szt.](#)

- Zakres pomiarowy testów: 40 - 600 mg/dL (2,22 - 33,3 mmol/L)

Cechy:

- Wyniki już po 90 sekundach
- Jednoczesne mierzenie poziomu lipidów i glukozy
- Przenośny
- Możliwość połączenia z siecią bezprzewodową
- Duży wyświetlacz oraz łatwa obsługa dwoma przyciskami
- Kompatybilny z paskami przeznaczonymi do wcześniejszych wersji
- Posiada pamięć na którą można zapisać wyniki badań

Specyfikacja:

- Wymiary: 14 cm x 7.6 cm x 2.54 cm
- Waga: 121.9 g
- Pamięć: 50 testów chemicznych, 10 testów kontrolnych



Opakowanie zawiera:

- 1x CardioChek Plus
- Instrukcję obsługi
- Kartę gwarancyjną
- 4 baterie AA

Opcje dodatkowe:

- [Pipety, które samoistnie zasysają krew.](#)
- [Jednorazowe, sterylne nakłuwacze Medlance, pozwalają na bezbolesne nakłucie palca.](#)
- [Gaziki do dezynfekcji nasączone 70% alkoholem izopropylowym.](#)
- [Test kontrolny Multi - Chemistry Controls \(GLU, TC, TG, CK\): High/Low](#)
- [Test kontrolny - HDL Cholesterol Controls \(High/Low\)](#)
- [ChekMate - System kontroli jakości](#)
- [PTS Connect - adapter Bluetooth](#)
- [Drukarka termiczna](#)
- [Etykiety do drukarki](#)
- [CardioChek Link - oprogramowanie do PC do zarządzania wynikami + przewód USB /Oprogramowanie działa na systemach: Windows Vista \(32 i 64 -bitowy\); Windows 7 \(32 i 64 -bitowy\); Windows 8; 8.1 \(32 i 64 -bitowy\); Windows 10 \(32 i 64 -bitowy\).](#)
- [CardioChek HRA - oprogramowanie do PC do oceny wieku serca + przewód USB /Oprogramowanie działa na systemach: Windows Vista \(32 i 64 -bitowy\); Windows 7 \(32 i 64 -bitowy\); Windows 8; 8.1 \(32 i 64 -bitowy\); Windows 10 \(32 i 64 -bitowy\).](#)

Ponadto urządzenie spełnia normy NCEP dla dokładności, oraz posiada certyfikaty CE oraz CRMLN.

[Poznaj rodzinę analizatorów CardioChek i wybierz urządzenia odpowiednie dla Twoich potrzeb. Test glukozy, cholesterolu, HDL, trójglicerydów.](#)

Deklaracja zgodności: Urządzenie spełnia wymogi norm regulacyjnych UE w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady ("dyrektywa IVD").