

Link do produktu: <https://redmed.pl/cardiochek-printer-iii-p-16.html>

CardioChek Printer III

Cena	999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Drukarka Termiczna v3. CardioChek
Kod producenta	CardioChek_PrinterIII
Producent	PTS Diagnostics
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Dedykowana drukarka wyników testów. Łatwa w obsłudze i szybka, umożliwia wykonanie fizycznej (papierowej) kopii rezultatów testu lub wykonanie kopii z pamięci urządzenia. Dzięki temu wyniki można przekazać pacjentowi lub załączyć do dokumentów.

Cechy drukarki:

- Technologia bezpośredniego druku termicznego eliminuje koszty tuszu, taśmy barwiącej i tonera.
- Wysoka szybkość, wysoka rozdzielczość druku 300 DPI.
- Ulepszony druk grafiki i kodów kreskowych.
- Podłączenie za pomocą USB i portu szeregowego.
- Automatyczny system przesuwania etykiet – łatwy w obsłudze.
- Kompaktowy wygląd pozwala oszczędzić miejsce na biurku.

Charakterystyka drukarki:

- Szerokość etykiety: 58mm
- Rozdzielczość 300 DPI
- Szybkość druku: 2-3 sek.na jedną etykietę
- Połączenie: Za pomocą przewodu USB i RS-232
- Zasilanie: Od 11.4 V do 12.6 V DC
- Wymiary: 157.9mm wysokości; 117mm szerokości; 160.9mm długości
- Waga: 490 gramów

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Etykiety termiczne: Nie , 1 rolka (+ 80,00 zł), 6 rolek (+ 299,70 zł)