

Link do produktu: <https://redmed.pl/chagas-test-kasetowy-choroby-chagasa-30-szt-p-404.html>

Chagas - Test kasetowy choroby Chagasa - 30 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	652001N-30
Producent	Red Med Diagnostic

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych. Testy **nie są** przeznaczone do użytku domowego. Zakup możliwy wyłącznie przez osoby posiadające **PWZ** lub przez firmę, podając nr NIP w zamówieniu. W przypadku zakupu przez "użytkownika domowego", zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.

Szybki test immunochromatograficznym typu lateral flow do jakościowego wykrywania IgG przeciw świdrowcowi *Trypanosoma cruzi* w krwi pełnej, surowicy lub osoczu. Powinien służyć jako test selekcyjny oraz środek pomocniczy do diagnozy choroby Chagasa - infekcji świdrowcem amerykański.

Precyzyjna diagnoza jest istotna do skutecznego i szybkiego wyleczenia pacjenta, redukuje ryzyko powikłań, które mogą być skutkiem zbyt późno rozpoznanej przyczyny, lub wynikać z przyjmowania silnych leków ogólnego przeznaczenia. Ponadto stosowanie antybiotyków w przypadku dolegliwości wywołanych wirusami może przyczyniać się do postępującej antybiotykooporności.

Testy jakościowe wykrywają, lub wykluczają przyczyny dolegliwości, a przez to pomagają postawić prawidłową diagnozę.

Choroba Chagasa to tropikalna pasożytnicza choroba człowieka i zwierząt, spotykana w obydwu Amerykach, szczególnie w krajach Ameryki Południowej. Patogenem wywołującym chorobę Chagasa jest świdrowiec *Trypanosoma cruzi* (świdrowiec amerykański), przenoszony na ludzi i zwierzęta przez krwio pijne pluskwiaki z podrodziny *Triatominae* (rodzina Reduviidae).

Objawy choroby Chagasa różnią się w zależności od fazy choroby. We wczesnym, ostrym stadium objawy są łagodne i zazwyczaj ograniczają się do niewielkiego obrzęku w okolicy ugryzienia pluskwiaka. Następnie przez lata i dziesięciolecia rozwija się przewlekła postać trypanosomozy, której objawy mogą wynikać z uszkodzenia mięśnia sercowego i splotów autonomicznych mięśniówki przewodu pokarmowego, zwłaszcza przełyku i jelita grubego. Nieleczona choroba Chagasa nierzadko jest przyczyną śmierci zarażonych ludzi.

Zawartość opakowania

- 30 testów kasetowych zaw. pipety jednorazowe
- 1 butelkę bufora rozcieńczającego (5 ml)
- 1 ulotkę informacyjną

Szczegóły testu:

Próbka: Krew pełna (40 bis 50 µl), surowica (20 µl), osocze (20 µl)

Czas testu: 15 minut

Czułość: 92,9% w porównaniu z Chagas IgG EIA

Swoistość: 100% w porównaniu z Chagas IgG EIA

Cut-off: niedostępny

Przechowywanie: 2°C do 30°C