

Link do produktu: <https://redmed.pl/chikungunya-test-kasetowy-czikungunia-20-szt-p-405.html>

Chikungunya Test kasetowy Czikungunia - 20 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	NDL682002N-20
Kod producenta	682002N-20
Producent	nal von minden

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych. Testy **nie są** przeznaczone do użytku domowego. Zakup możliwy wyłącznie przez osoby posiadające **PWZ** lub przez firmę, podając nr NIP w zamówieniu. W przypadku zakupu przez "użytkownika domowego", zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.

Szybkie testy immunologiczne do jakościowego wykrywania przeciwciał IgM-Ab wirusa Chikungunya w próbce krwi pełnej, surowicy lub osocza.

Zastosowanie testów jakościowych ma duże znaczenie w diagnostyce i leczeniu dolegliwości pacjenta. Jest to metoda która znaczenie poprawia skuteczność leczenia, ponieważ zamiast stosowania silnych leków ogólnego przeznaczenia i obserwowania ich skuteczność, można od razu zastosować skuteczne środki. Dzięki temu koszt leczenia i ryzyko skutków ubocznych są mniejsze.

Szybkie i dokładne postawienie diagnozy może zredukować ryzyko wystąpienia komplikacji związanych z wczesnym niewykryciem przyczyn choroby oraz skraca czas potrzebny na wyleczenie.

Chikungunya to tropikalna choroba wirusowa, występująca głównie w południowej Azji i wschodniej Afryce. Choroba wywołana jest przez arbowirusa Chikungunya (*alfavirus* z rodziny *Togaviridae*). Choroba przenoszona jest przez komary. Początkowo zakażenie wirusem powoduje (3-7 dni po ekspozycji) wystąpienie objawów grypopodobnych - gorączka, bóle głowy, nudności, osłabienie, bóle stawów i mięśni, oraz wysypka i świąd skóry. Gorączka zwykle ustępuje w ciągu kilku dni (tygodni), ale zdarzają się przedłużające się miesiącami bóle i zapalenia stawów.

Zawartość opakowania:

- 20 Testy kasetowe zaw. pipety jednorazowe
- 1 Buteleczek z buforem
- 1 Instrukcja obsługi

Szczegóły testu:

- Próbkę: Krew pełna (40 do 50 µl), surowica (30 do 45 µl), osocze (30 do 45 µl)
- Czas testu: 15 minut
- Czułość: 100% w porównaniu z MAC-ELISA
- Swistość: 90,3% w porównaniu z MAC-ELISA
- Cut-off: niedostępny
- Przechowywanie: 2°C do 30°C