

Link do produktu: <https://redmed.pl/chlamydia-plus-test-kasetowy-z-wymazowka-i-probowka-20-szt-p-1509.html>

Chlamydia plus - Test kasetowy z wymazówką i probówką - 20 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	NDL212011
Kod producenta	212011
Producent	nal von minden

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych. Testy **nie są** przeznaczone do użytku domowego. Zakup możliwy wyłącznie przez osoby posiadające **PWZ** lub przez firmę, podając nr NIP w zamówieniu. W przypadku zakupu przez "użytkownika domowego", zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.

Test Chlamydia plus (wymaz/mocz) jest szybkim, wizualnym testem immunochromatograficznym do jakościowego oznaczania Chlamydia trachomatis z wymazu szyjki macicy u kobiet, jak również z wymazu z cewki moczowej oraz moczu u mężczyzn.

Test Chlamydia plus jest środkiem pomocniczym przy diagnozie infekcji chlamydia, przeznaczony jest wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Testy jakościowe potwierdzają, lub wykluczają, diagnozę i umożliwiają zastosowanie środków medycznych adekwatnych do przyczyn dolegliwości pacjenta. Jest to metoda która znaczenie poprawia skuteczność leczenia, ponieważ zamiast stosowania silnych leków ogólnego przeznaczenia i obserwowania ich skuteczność, można od razu zastosować skuteczne środki. Dzięki temu koszt leczenia i ryzyko skutków ubocznych są mniejsze.

Infekcje Chlamydia trachomatis są najczęstszymi chorobami o podłożu bakteryjnym przenoszonymi drogą płciową. Infekcja cechuje się wysoką chorobowością, a także u około 70% kobiet oraz do 50% mężczyzn przenosi się bezobjawowo.

Komplikacje wywołane infekcją chlamydia u kobiet: zapalenie szyjki macicy, zapalenie dróg moczowych, zapalenie błony śluzowej macicy, zapalenie przydatków macicy oraz zwiększone niebezpieczeństwo wystąpienia ciąży ektopowej oraz bezpłodności.

Komplikacje spowodowane infekcjami chlamydia u mężczyzn: zapalenie cewki moczowej oraz zapalenia najądrza. Co najmniej 40% wszystkich przypadków nierzęzączkowego zapalenia cewki moczowej spowodowanych jest infekcją chlamydia.

Pionowe przenoszenie się infekcji chlamydia z matki na noworodka podczas porodu może doprowadzić do przewlekłego zapalenia rogówki i spojówek oraz zapalenia płuc.

Próbka:

- Kobiety: Wymaz z szyjki macicy
- Mężczyźni: wymaz z dróg moczowych / mocz

Zawartość opakowania:

- 20 testów kasetowych
- 20 sterylnych wacików wymazu szyjki macicy
- 20 probówek ekstrakcyjnych
- bufor ekstrakcyjny A

-
- bufor ekstrakcyjny B
 - stojak na rurki
 - instrukcja obsługi