

Link do produktu: <https://redmed.pl/cisnieniomierz-elektroniczny-cta-880-p-532.html>

Ciśnieniomierz elektroniczny KTA-880

Cena	84,00 zł
Numer katalogowy	KTA-880
Producent	Kardio-Test Medical
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Elektroniczny ciśnieniomierz KTA-880 posiadający możliwość obliczania średniej z uzyskanych wyników. Charakteryzuje się wysoką dokładnością pomiaru, wyniki są równorzędne z otrzymanymi przez wykwalifikowany personel medyczny metodą osłuchową. Dokładność została potwierdzona badaniami klinicznymi. Ciśnieniomierz jest bardzo łatwy w obsłudze, wykonanie pomiaru następuje po wciśnięciu jednego przycisku.

Dzięki funkcji klasyfikacji ciśnienia wg. standardów WHO możemy samodzielnie zdiagnozować otrzymany wynik. Wbudowana pamięć pozwala zapamiętać do 60 ostatnich wyników dla 2 osób, wraz z datą i godziną pomiaru. Urządzenie przechowuje wyniki wraz z wartościami średnimi pomiarów:

- Średnie tygodniowych wyników w godzinach porannych/wieczornych - obliczane na podstawie pomiarów zapisanych w ciągu ostatnich 7 dni podczas godzin porannych (5⁰⁰ - 9⁰⁰) lub wieczornych (17⁰⁰ - 21⁰⁰)
- Wszelkie pomiary nie wykonane w powyższych wymiarach czasu są brane pod uwagę w momencie obliczania średniej ze wszystkich pomiarów
- Jeżeli przez 7 dni nie wykonano pomiaru, średnia będzie obliczana na podstawie wszystkich wartości przechowywanych w pamięci

Specyfikacja

- Wykrywa objawy arytmii serca
- Wyświetla poziom ciśnienia krwi wg. klasyfikacji WHO
- Posiada czytelny wyświetlacz LCD
- Funkcja oszczędzania baterii - urządzenie wyłączy się po minucie bezczynności
- Technologia Fuzzy Logic gwarantująca najdokładniejszy pomiar
- Funkcja pamięci pozwala odczytać wyniki 60 ostatnich pomiarów dla 2 osób
- Obwód mankieta na ramię: 23 - 33 cm
- Zakres pomiaru: 0 - 300 mmHg
- Zakres pomiaru tętna: 40 - 199 uderzeń na minutę
- Dokładność: +/- 3 mmHg
- Zasilanie: 4x baterie AAA

W skład zestawu wchodzi: ciśnieniomierz, mankiet, etui, 4 baterie, instrukcja obsługi w j. polskim, 24 miesięczna gwarancja. **Ciśnieniomierz został wykonany zgodnie z normami ISO, MDD, CE i został zarejestrowany w urzędzie rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, co gwarantuje dokładny pomiar.**

Możliwość dokupienia przedłużenia gwarancji:

- + 1 rok - 13,00 zł
- + 2 lata - 23,00 zł
- + 3 lata - 30,00 zł
- + 4 lata - 35,00 zł

Dodatkowa gwarancja na ciśnieniomierze dotyczy tylko **konsumentów**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gwarancja: standard 2 lata , opcja 3 lata (+ 13,00 zł), opcja 4 lata (+ 23,00 zł), opcja 5 lat (+ 30,00 zł), opcja 6 lat (+ 35,00 zł)