

Link do produktu: <https://redmed.pl/cisnieniomierz-microlife-a150-afib-funkcja-wykrywania-migotania-przedsionkow-p-848.html>



Ciśnieniomierz Microlife A150 AFIB - funkcją wykrywania migotania przedsionków

Opis produktu

Microlife A150 AFIB zapewnia dokładność i niezawodność którą można oczekiwać od nowoczesnych ciśnieniomierzy. Ponadto można skorzystać z unikalnej technologii AFIB, która wykrywa migotanie przedsionków podczas pomiarów ciśnienia krwi. A150 AFIB jest wyposażony w szeroki stożkowy rękaw, który umożliwia lepsze dopasowanie do ramienia i poprawia dokładność pomiaru.

Niezawodne urządzenie do pomiarów ciśnienia krwi z mankietem ramiennym. Jest prosty w obsłudze i dokładny, zalecany do badania ciśnienia krwi w domu. Ciśnieniomierz został opracowany we współpracy z lekarzami. W testach klinicznych udowodniły, że jego dokładność pomiaru spełnia wysokie standardy.

Wyróżniające funkcje ciśnieniomierza

Kolorowy wskaźnik do klasyfikacji samodzielnie zbadanych wartości ciśnienia krwi, zgodny z międzynarodowymi wytycznymi.

Technologia Gentle+ zapewnia komfortowe i dokładne pomiary.

Wybór pomiędzy trybem AFIB, MAM oraz pojedynczego pomiaru ciśnienia krwi.

Możliwość wyboru źródła zasilania pomiędzy akumulatorem i zasilaczem sieciowym.

Technologia Microlife AFIB do zapobiegania udarom dzięki wykrywaniu migotania przedsionków.

Technologia MAM – Średnie z wyników 3 pomiarów przy 1 przyciskiem.

Stożkowy mankiet do wszystkich najpowszechniejszych obwodów ramion: 22-42 cm.

Cechy ciśnieniomierza

- Wykrywania migotanie przedsionków (AFIB) do prewencji udaru.
- Miękki stożkowy mankiet dla najwyższego poziomu komfortu.
- Automatyczne przechowywanie ostatnich 30 wyników pomiarów.
- Opcjonalnie: Wykorzystanie zasilacza sieciowego.
- Łatwy w obsłudze
- 1 Pamięć danych
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Obsługa akumulatorów
- Wskaźnik kontroli mankietów
- Wskaźnik ruchu ramienia
- Wyposażony w pokrowiec

Dane techniczne

- Zakres pomiarowy:
 - ciśnienie krwi: 20-280 mmHg
- Rozmiar: 152 x 92 x 42 mm
- Masa: 39 3g (z bateriami, bez włączenia mankietu)
- Baterie: 4 szt. 1,5V ; baterie AAA

