

Link do produktu: <https://redmed.pl/cisnieniomierz-microlife-a200-afib-z-funkcja-wykrywania-migotania-przedsionkow-p-847.html>



## Ciśnieniomierz Microlife A200 AFIB z funkcją wykrywania migotania przedsionków

### Opis produktu

Microlife A200 AFIB jest wyposażony w unikalną technologię Microlife AFIB, która sprawia, że możliwe jest wykrycie migotania przedsionków podczas pomiaru ciśnienia krwi w domu. Dwóm na trzech udarów związanych z migotaniem przedsionków można zapobiec, jeśli zdiagnozowano by wcześniej i odpowiednio traktowane. Dodatkowo, funkcja PC link tego urządzenia pozwala na analizowanie i śledzenie stanu zdrowia za pomocą naszego bezpłatnego oprogramowania BPA.

Niezawodne urządzenie medyczne do kontroli ciśnienia krwi w domu z rękawem naramiennym. Ciśnieniomierz został opracowany we współpracy z lekarzami i w trakcie testów klinicznych udowodniły, że jego dokładność pomiaru spełnia wysokie standardy.

### Wyróżniające funkcje ciśnieniomierza

Kolorowy wskaźnik do klasyfikacji samodzielnie zbadanych wartości ciśnienia krwi, zgodny z międzynarodowymi wytycznymi.

Automatyczne przechowywanie 200 wyników pomiarów z datą i godziną.

Technologia Gentle+ zapewnia komfortowe i dokładne pomiary.

Wybór pomiędzy trybem AFIB, MAM oraz pojedynczego pomiaru ciśnienia krwi.

Port USB do łatwego połączenia z komputerem.

Możliwość wyboru źródła zasilania pomiędzy akumulatorem i zasilaczem sieciowym.

Technologia Microlife AFIB do zapobiegania udarom dzięki wykrywaniu migotania przedsionków.

Technologia MAM – Średnie z wyników 3 pomiarów przy 1 naciśnięciu.

Stożkowy mankiet do wszystkich najpowszechniejszych obwodów ramion: 22-42 cm.

### Dane techniczne

- Zakres pomiarowy:
  - ciśnienie krwi: 20 - 280 mmHg
- Rozmiar: 152 x 92 x 42 mm
- Masa: 393g (z bateriami, bez wliczenia mankietu)
- Baterie: 4 szt. 1,5V ; baterie AAA