

Link do produktu: <https://redmed.pl/cisnieniomierz-microlife-b6-connect-z-zasilaczem-wykrywanie-arytmii-p-1242.html>



Ciśnieniomierz Microlife B6 Connect z zasilaczem - wykrywanie arytmii

Opis produktu

Microlife B6 Connect z funkcją wykrywania migotania przedsionków, możliwość transmisji danych przez Bluetooth lub USB. Współpracuje z oprogramowaniem Microlife Connected Health. W zestawie dodatkowy zasilacz sieciowy Microlife.

Ciśnieniomierz Microlife B6 przesuwa najnowsze technologie badań klinicznych:

- W pełni automatyczny pomiar ciśnienia krwi i pulsu.
- Duża dokładność pomiaru, rozpoznawanie błędnych pomiarów.
- Możliwość wykonania uśrednionych (Funkcja MAM) lub pojedynczych (standardowych) pomiarów.
- System Gentle+, optymalny dobór ciśnienia w mankiecie bez zbędnego ucisku ramienia.
- Wskaźnik ruchu.
- Wskaźnik prawidłowo założonego mankietu.
- Funkcja AFIB - technologia służąca do wykrywania migotania przedsionków serca:
- AFIB to opatentowane przez Microlife oprogramowanie i urządzenia służące do analizy zaburzeń ciśnienie tętna, różnic w napięciu fali tętna i częstości zmian tętna, dzięki którym możliwe jest wykrycie migotania przedsionków serca.
- AFIB wykrywa migotanie przedsionków z wiarygodnością przewyższającą 95%, urządzenie wyposażone w funkcję AFIB pozwala u prawie wszystkich badanych potwierdzić lub wykluczyć migotanie przedsionków.
- System był testowany klinicznie przez Brytyjskie Towarzystwo Nadciśnienia BHS.

Najnowszy model z aplikacją Microlife Connected Health połączenie za pomocą Bluetooth - darmowa aplikacja dostępna dla iOS oraz Android.

Możliwość stosowania akumulatorów AA - ok. 920 pomiarów na komplecie baterii.
Duży, czytelny ekran LCD - rozmiar XXL

W zestawie z

- Mankiet stożkowy M-L (22 - 42 cm)
- GRATIS Dodatkowy Zasilacz sieciowy.

Dane techniczne:

- Sposób pomiaru: oscylometryczny, odpowiadający metodzie
 - Korotkoff'a: faza I skurczowa, faza V rozkurczowa
 - Zakres pomiaru: 20 - 280 mmHg - ciśnienie krwi
 - 40 - 200 uderzeń na minutę- tętno
 - Zakres wyświetlania ciśnienia w mankiecie: 0 - 299 mmHg
 - Rozdzielczość: 1 mmHg
 - Dokładność statyczna: ciśnienie w zakresie ± 3 mmHg
 - Dokładność pomiaru tętna: ± 5 % wartości odczytu
 - Pamięć 2 kanały x 99 pomiarów z datą i godziną
 - Źródło napięcia: 4 baterie AA 1,5 V, zasilacz 6 V DC; 600 mA (opcja)
 - Współpraca z systemem operacyjnym: iOS 8.0 lub nowszy ; Android 4.4.2 lub nowszy
-
- Normy: EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)
 - Urządzenie spełnia wymagania zawarte w Dyrektywie Wyrobów Medycznych 93/42/EEC

-
- Waga: 415 g (z bateriami, bez mankietu)
 - Wymiary: 157,5 x 105 x 61,5 mm
 - Temperatura robocza: 10-40 °C / 50-104 °F
 - Maksymalna wilgotność względna 15-95 %
 - Temperatura przechowywania: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
 - Maksymalna wilgotność względna 15 - 95 %

W zestawie:

- Ciśnieniomierz Microlife B6 Connect
- Mankiet Microlife M-L dla ramion o obwodzie 22 - 42cm
- Zasilacz sieciowy
- Etui firmowe
- Komplet baterii alkalicznych
- Polska instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna