

Link do produktu: <https://redmed.pl/cisnieniomierz-microlife-bp-a2-basic-p-1305.html>

Ciśnieniomierz Microlife BP A2 Basic

Opis produktu

Automatyczny pomiar ciśnienia krwi i pulsu.
System PAD - wykrywanie arytmii.
Pamięć 30 ostatnich pomiarów.
System Gentle+, optymalny dobór ciśnienia w mankiecie.
Klasyfikacja ryzyka wg WHO.
Wskaźnik poprawności założenia mankietu.
Wskaźnik ruchu ramienia.
Testowany klinicznie.
W zestawie z mankietem stożkowym XXL i zasilaczem sieciowym.

Specyfikacja techniczna Microlife BP A2 Basic:

- Temperatura robocza: 10-40 °C / 50-104 °F
- Maksymalna wilgotność względna 15-95 %
- Temperatura przechowywania: -20 - +55 °C / -4 - +131 °F
- Maksymalna wilgotność względna 15 - 95 %
- Waga: 340 g (z bateriami)
- Wymiary: 135.5 x 82 x 57 mm
- Sposób pomiaru: oscylometryczny, odpowiadający metodzie Korotkoff'a: faza I skurczowa, faza V rozkurczowa
- Zakres pomiaru: 20 - 280 mmHg - ciśnienie krwi 40 - 200 uderzeń na minutę- tętno
- Zakres wyświetlania ciśnienia w mankiecie: 0 - 299 mmHg
- Rozdzielczość: 1 mmHg
- Dokładność statyczna: ciśnienie w zakresie ± 3 mmHg
- Dokładność pomiaru tętna: ± 5 % wartości odczytu
- Źródło napięcia: 4 baterie AA 1,5 V lub zasilacz 6 V DC; 600 mA
- Normy: EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)

Zawartość zestawu:

- Ciśnieniomierz Microlife BP A2
- Zasilacz sieciowy
- Mankiet stożkowy XXL (32-52 cm)
- Etui
- Komplet baterii
- Instrukcja obsługi po polsku
- Karta gwarancyjna