

Link do produktu: <https://redmed.pl/cisnieniomierz-microlifea6-pc-wykrywanie-migotania-przedsionkow-p-846.html>



Ciśnieniomierz Microlife A6 PC - wykrywanie migotania przedsionków

Opis produktu

Microlife A6 PC jest wyposażony w technologię AFIB – najlepszy na świecie system wykrywania migotania przedsionków podczas wykonywania pomiarów ciśnienia krwi w domu. Wyniki ciśnienia krwi mogą być przesłane za pośrednictwem portu USB do komputera, co pozwala łatwo śledzić, analizować i zrozumieć stan zdrowia pacjenta za pomocą bezpłatnego oprogramowania BPA. Ponadto, urządzenie zostało wyróżnione przez „Red Dot Design Award”.

Ciśnieniomierz z rękawem naramiennym zalecany do monitorowania ciśnienia krwi w domu. Prosty w obsłudze i dokładny ciśnieniomierz został opracowany we współpracy z lekarzami i w trakcie testów klinicznych udowodniły, że jego dokładność pomiaru spełnia wysokie standardy.

Wyróżniające funkcje ciśnieniomierza

PC Link do łatwego podłączania do komputera przez port USB i transmisji danych.

2 użytkowników oraz tryb gościa. Pamięci 99 wyników dla każdego z użytkowników.

Kolorowy wskaźnik do klasyfikacji samodzielnie zbadanych wartości ciśnienia krwi, zgodny z międzynarodowymi wytycznymi.

Funkcja szybkiej blokady urządzenia.

Możliwość wyboru źródła zasilania pomiędzy akumulatorem i zasilaczem sieciowym.

Technologia Microlife AFIB do przesiewowego wykrywania migotania przedsionków w trakcie badania ciśnienie krwi aby zabierać udarom.

Technologia MAM – Średnie wyniki z 3 pomiarów przy 1 naciśnięciu.

Stożkowy mankiet do wszystkich najpowszechniejszych obwodów ramion: 22-42 cm.

Cechy ciśnieniomierza

- Optymalna szybkość i kontrola ciśnienia.
- Połączenie PC-USB i oprogramowanie.
- Stojak do przytrzymywania i przechowywania urządzenia i mankietu.
- 2 Użytkowników
- Pamięć: 2 x 99 wyników
- Szeroki stożkowy sztywny mankiet do łatwego zakładania i maksymalnego komfortu.
- Regulowana godzina i data.
- Dostosowany dla akumulatorów.
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii.
- Wskaźnik kontroli mankietu.
- Wskaźnik ruchu ramienia.
- Wyposażony w pokrowiec

Dane techniczne

- Zakres pomiarowy:
- ciśnienie krwi: 20-280 mmHg
- puls: 40-200 uderzeń na minutę



-
- Rozmiar: 160x80x32 mm
 - Masa: 354g (z bateriami, bez wliczenia mankietu)
 - Baterie: 4 szt. 1,5V ; baterie AAA