

Link do produktu: <https://redmed.pl/cisnieniomierz-microlifea7-touch-z-funkcja-wykrywania-ryzyka-udaru-p-844.html>



Ciśnieniomierz Microlife A7 TOUCH z funkcją wykrywania ryzyka udaru

Opis produktu

Microlife A7 TOUCH łączy w sobie dobrze znany i przyjazny dla użytkownika ekran dotykowy z innowacyjnymi dokładnymi technologiami ciśnienia krwi Microlife, tworząc najbardziej zaawansowany ciśnieniomierz. A7 TOUCH umożliwia badanie przesiewowe migotania przedsionków podczas pomiaru ciśnienia krwi za pomocą słynnej technologii Microlife AFIB. Urządzenie to pozwala na przechowywanie 99 wyników pomiarów dla każdego z dwóch użytkowników, a dodatkowo pozwala na pomiar w trybie gościa (bez wybierania użytkownika).

Niezawodne urządzenie medyczne do pomiarów ciśnienia krwi na ramieniu. Jest prosty w obsłudze i dokładny, zalecany do monitorowania ciśnienia krwi w domu. Ciśnieniomierz został opracowany we współpracy z lekarzami i w trakcie testów klinicznych udowodniły, że jego dokładność pomiaru spełnia wysokie standardy.

Wyróżniające funkcje ciśnieniomierza

Technologia Microlife AFIB

Wykrywanie Migotania przedsionków w celu prewencji udarom.

Przyjazny dla użytkownika ekran dotykowy.

2 użytkowników oraz tryb gościa. Pamięci 99 wyników dla każdego z użytkowników.

Łatwa funkcja blokady

Połączenie z komputerem USB oraz prosta analiza wyników ciśnienia krwi z pomocą darmowego oprogramowania.

Możliwość wyboru źródła zasilania pomiędzy akumulatorem i zasilaczem sieciowym

Technologia MAM – Średnie wyniki z 3 pomiarów przy 1 naciśnięciu

Stożkowy mankiet do wszystkich najpowszechniejszych obwodów ramion: 22-42 cm

Cechy ciśnieniomierza

- Optymalna szybkość i kontrola ciśnienia.
- Stojak do przytrzymywania i przechowywania urządzenia i mankietu.
- Bardzo duża torba do przechowywania.
- Szeroki stożkowy sztywny mankiet do łatwego zakładania i maksymalnego komfortu.
- Regulowana godzina i data.
- Dostosowany dla akumulatorów.
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii.
- Wskaźnik kontroli mankietów.
- Wskaźnik ruchu ramienia.

Dane techniczne

-
- Zakres pomiarowy:
 - ciśnienie krwi: 20-280 mmHg
 - puls: 40-200 uderzeń na minutę
 - Rozmiar: 160 x 82 x 35mm
 - Masa: 312g (z bateriami, bez wliczenia mankietu)
 - Baterie: 4 szt. 1,5V ; baterie AAA