

Link do produktu: <https://redmed.pl/cisnieniomierz-nadgarstkowy-automatyczny-z-bluetooth-ictus-wbp-01-bt-p-695.html>



Ciśnieniomierz nadgarstkowy, automatyczny z bluetooth ictus WBP-01-BT

Producent

Red Med Diagnostic

Opis produktu

Mały, automatyczny ciśnieniomierz nadgarstkowy. Bardzo dobre urządzenie do samodzielnego sprawdzania ciśnienia krwi. Dzięki automatycznemu wykonywaniu pomiaru oraz prostej obsłudze jest to doskonałe urządzenia dla osób prywatnych, może być wykorzystywane również w placówkach medycznych.

Urządzenie jest małych rozmiarów, ale ma dużą dokładność oraz wiarygodność pomiarów ciśnienia krwi.

Nowatorskie możliwości:

Ciśnieniomierz jest wyposażony w technologię Bluetooth. Umożliwia to bezprzewodową komunikację z specjalną aplikacją dostępną na smartfony i tablety z systemami Android i iOS. Za pomocą aplikacji można zapisać wyniki pomiaru ciśnienia i przesłać je do lekarza.

Funkcje:

- Podświetlenie wyświetlacza oraz przycisku START/STOP
- Funkcja pamięci grup 2x90
- Funkcja obliczania średniej z ostatnich 3 pomiarów
- Funkcja automatycznego wyłączania zasilania
- Funkcja daty i czasu
- Wskaźnik nieregularnego bicia serca (IHB)

Klasyfikacja ciśnienia krwi: wskaźnik WHO

Dokładność:

ciśnienie +/- 3mmHg;

Puls +/- 5%;

Zasilanie: 2 AAA alkaliczne baterie lub zasilanie AC / DC

Duży wyświetlacz LCD: 36.6 x 41.6 mm

Rozmiary urządzenia: 69.5 x 66.5 x 60.5mm

Własne pudełko

Instrukcja obsługi

System kontroli jakości



Product Service

Nasze ciśnieniomierze produkowane są zgodnie z polskimi normami. TÜV, czyli Technischer Überwachungs Verein w dosłownym tłumaczeniu to Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego.

Wraz z rozwojem przemysłu TÜV tworzył procedury kontrolne dla urządzeń medycznych, wyznaczając tym samym uznane powszechnie standardy bezpieczeństwa i jakości.

Ciśnieniomierze produkowane są w fabryce, która posiada certyfikaty ISO 9001 oraz 13485.



ISO 13485 – System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych, opracowany w zgodzie z wymaganiami systemu ISO 9001.

ISO 13485 to międzynarodowa norma zawierająca wymagania dotyczące wyrobów medycznych, której celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości wyrobów oraz ich zgodności z wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami klientów.