

Link do produktu: <https://redmed.pl/cisnieniomierz-nadgarstkowy-cta-200-p-531.html>

Ciśnieniomierz nadgarstkowy KTA-200

Cena	59,00 zł
Numer katalogowy	KTA-200
Producent	Kardio-Test Medical
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

Całkowicie zautomatyzowany ciśnieniomierz, jest prosty w użyciu dzięki czemu doskonale nadaje się do codziennych pomiarów. Duży wyświetlacz pozwala na łatwy odczyt wyników po zakończeniu pomiaru. Ciśnienie powietrza w mankiecie reguluje się automatycznie w zależności od ciśnienia skurczowego pacjenta. Wbudowana pamięć pozwala na zapamiętanie do 60 ostatnich wyników, co umożliwi porównanie wyników. Ciśnieniomierz TMA-200 jest mały i przenośny, dzięki czemu sprawdzi się dobrze zarówno w domu jak i w podróży.

Specyfikacja

- Wykrywa objawy arytmii serca
- Wyświetla poziom ciśnienia krwi wg. klasyfikacji WHO
- Posiada czytelny wyświetlacz LCD
- Funkcja oszczędzania baterii - urządzenie wyłączy się po minucie bezczynności
- Technologie DPDA oraz G3MWI gwarantujące szybki i dokładny pomiar
- Funkcja pamięci pozwala odczytać wyniki 60 ostatnich pomiarów
- Obwód ramienia: 13,5 - 19,5 cm
- Zakres pomiaru: 30 - 280 mmHg
- Dokładność: +/- 3 mmHg, puls +/- 5%
- Zasilanie: 2x baterie AAA

W skład zestawu wchodzi: ciśnieniomierz z mankietem, etui twarde, 2 baterie, instrukcja obsługi w j. polskim, 24 miesięczna gwarancja.

Ciśnieniomierz został wykonany zgodnie z normami ISO, MDD, CE i został zarejestrowany w urzędzie rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, co gwarantuje dokładny pomiar.

Możliwość dokupienia przedłużenia gwarancji:

+ 1 rok - 9,00 zł

+2 lata - 16,00 zł

+3 lata - 21,00 zł

+4 lata - 25,00 zł

Dodatkowa gwarancja na ciśnieniomierze dotyczy tylko **konsumentów**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gwarancja: Standard 1 rok , opcja 3 lata (+ 9,00 zł), opcja 4 lata (+ 16,00 zł), opcja 5 lat (+ 21,00 zł), opcja 6 lat (+ 25,00 zł)