

Link do produktu: <https://redmed.pl/cisnieniomierz-naramienny-automatyczny-z-bluetooth-ictus-abp-01-bt-p-694.html>



Ciśnieniomierz naramienny, automatyczny z bluetooth ictus ABP-01-BT

Producent

Red Med Diagnostic

Opis produktu

Nowoczesny ciśnieniomierz z rękawem naramiennym ABP-01-BT. Charakteryzuje się dużą dokładnością, funkcjonalnością oraz szybką i intuicyjną obsługą. Świetne narzędzie dla placówek medycznych oraz osób prywatnych.

Ciśnieniomierz oferuje również dodatkowe wizualne informowanie o poziomie ciśnienia przez zmianę podświetlenia. W zależności od wyniku informuje o niskim, wysokim i prawidłowym poziomie ciśnienia.

Najważniejszą cechą tego ciśnieniomierza jest to, że jest wyposażony w technologię Bluetooth która umożliwia bezprzewodową komunikację z aplikacjami do zapisywania i wysyłania wyników pomiaru. Aplikacje są dostępne dla systemów Android i iOS (smartfony i tablety). Z ich pomocą można zapisać wyniki pomiaru ciśnienia i przesłać je do lekarza.

Funkcje:

- Podświetlenie wyświetlacza oraz przycisku START/STOP w 3 kolorach - w zależności od wysokości zbadanego ciśnienia.
- Funkcja pamięci grup 2x90.
- Funkcja obliczania średniej z ostatnich 3 pomiarów.
- Funkcja automatycznego wyłączania zasilania
- Funkcja daty i czasu
- Wskaźnik nieregularnego bicia serca (IHB)

Klasyfikacja ciśnienia krwi: wskaźnik WHO

Dokładność:
ciśnienie +/- 3mmHg;
Puls +/- 5%;

Zasilanie: 4 AA alkaliczne baterie lub zasilanie AC / DC

Duży wyświetlacz LCD: 80 x 72mm
Rozmiary urządzenia: 139x95x42.5 mm

Szary rękaw
Instrukcja obsługi

System kontroli jakości



Product Service

Nasze ciśnieniomierze produkowane są zgodnie z polskimi normami. TÜV, czyli Technischer Überwachungs Verein w dosłownym tłumaczeniu to Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego.

Wraz z rozwojem przemysłu TÜV tworzył procedury kontrolne dla urządzeń medycznych, wyznaczając tym samym uznane powszechnie standardy bezpieczeństwa i jakości.

Ciśnieniomierze produkowane są w fabryce, która posiada certyfikaty ISO 9001 oraz 13485.



ISO 13485 – System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych, opracowany w zgodzie z wymaganiami systemu ISO 9001.

ISO 13485 to międzynarodowa norma zawierająca wymagania dotyczące wyrobów medycznych, której celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości wyrobów oraz ich zgodności z wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami klientów.