

Link do produktu: <https://redmed.pl/cisnieniomierz-naramienny-tma-868-p-344.html>

Cisnieniomierz naramienny TMA-868

Cena	79,98 zł
Numer katalogowy	TMA-868
Producent	Tech Med
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

TECH-MED TMA-868 to nowoczesny ciśnieniomierz elektroniczny, w którym zastosowano oscylometryczną metodę pomiaru z zastosowaniem technologii FUZZY LOGIC. Ciśnieniomierz charakteryzuje się wysoką dokładnością pomiaru - równorzędną dokładności pomiarów dokonywanych metodą osłuchową za pomocą sphygmomanometrów mechanicznych przez wykwalifikowany personel medyczny. Dokładność ta została potwierdzona badaniami klinicznymi. Wykonanie dokładnego pomiaru ciśnienia jest niezwykle proste - wymaga przyciśnięcia tylko jednego przycisku. Ergonomiczny wyświetlacz LCD zapewnia łatwy odczyt wyniku pomiaru

Specyfikacja:

- Duży wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki
- Całkowicie automatyczny, prosty pomiar na ramieniu za pomocą jednego przycisku Funkcja wykrywania arytmii serca
- Technologia Fuzzy Logic gwarantująca najdokładniejszy pomiar
- Zakres pomiarowy ciśnienia: 0 - 299 mmHg
- Dokładność: +/- 3 mmHg
- Zakres pomiarowy tętna: 40-200 uderzeń na minutę
- Zapamiętuje 2 x 60 ostatnich wyników pomiarów wraz z datą i godziną
- Posiada 2 indywidualne obszary pamięci dla 2 ch osób
- Oszczędność baterii - aparat automatycznie wyłącza się po 1 minucie
- Ciśnieniomierze TECH-MED są zarejestrowane jako urządzenia medyczne w URZĘDZIE REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH, co gwarantuje wysoką dokładność ich wskazań. Zalecany przez Instytut Kardiologii w Warszawie-Aninie.

Możliwość dokupienia gwarancji:

- + 1 rok - 12,00 zł
- +2 lata - 22,00 zł
- +3 lata - 29,00 zł
- +4 lata - 34,00 zł

Dodatkowa gwarancja na ciśnieniomierze dotyczy tylko **konsumentów**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gwarancja: Brak , opcja 1 rok (+ 12,00 zł), opcja 2 lata (+ 22,00 zł), opcja 3 lata (+ 29,00 zł), opcja 4 lata (+ 34,00 zł)