



Ciśnieniomierz Omron M2

Numer katalogowy	HEM-7143-E
Kod EAN / GETIN	4015672113060
Producent	Omron

Opis produktu

#cisnieniomierz #omron

Ciśnieniomierz Omron M2

Poręczny, automatyczny ciśnieniomierz naramienny.

Doskonale zaprojektowany ciśnieniomierz naramienny Omron M2 jest szybki i prosty w obsłudze. Dzięki temu, że jest automatyczny nie wymaga specjalnego szkolenia z jego obsługi oraz redukuje ewentualne błędy w pomiarze ciśnienia. Omron M2 posiada wszystkie funkcje które są niezbędne do wykonywania wygodnych, szybkich i rzetelnych pomiarów ciśnienia krwi. Wyposażony jest w technologię bezpieczeństwa Intellisense™. Ciśnieniomierz posiada pamięć wewnętrzną która pozwala śledzić i kontrolować wyniki pomiarów. W zestawie z Omron M2 jest dołączany mankiet o wielkości 22-32 cm.

Zatwierdzony klinicznie

Niezawodność i dokładność urządzenia zostały dokładnie przebadane przez najważniejsze organizacje służby zdrowia w trakcie licznych procedur badawczych.

Funkcje:

- Wskaźnik prawidłowo założonego mankietu
- Wskaźnik poziomu ciśnienia krwi
- Funkcja wykrywania nieregularnej pracy serca - pokazuje, że wykryto nieregularne tętno, co pozwala wyświetlać tylko wiarygodne wyniki.

Parametry:

Wyświetlacz: 3 liniowy wyświetlacz LCD
Metoda pomiaru: oscylometryczna
Automatyczny zawór uwalniania powietrza
Pompowanie: funkcja Fuzzy-logic kontrolowana pompą elektryczną
Zakres pomiaru: Ciśnienie: od 0 mmHg do 299 mmHg; Tętno: od 40 do 180/min
Pamięć: 21 pomiarów
Dokładność: Ciśnienie: +/- 3 mmHg; Tętno: +/- 5% odczytu wskazywanego

Zestaw zawiera:

Ciśnieniomierz
Średni mankiet 22-32 cm
Baterie (4xAAA)
Instrukcję obsługi
Etui
Kartę do notowania zmierzonych wartości ciśnienia
Kartę gwarancyjną