

Link do produktu: <https://redmed.pl/cisnieniomierz-omron-m3-comfort-p-767.html>

Ciśnieniomierz Omron M3 COMFORT

Numer katalogowy	HEM-7155-E
Kod EAN / GETIN	4015672113480
Producent	Omron

Opis produktu

#cisnieniomierz #omron

Ciśnieniomierz Omron M3 COMFORT

Automatyczny zaawansowany ciśnieniomierz naramienny.

Automatyczny ciśnieniomierz naramienny Omron M3 jest szybki i prosty w obsłudze. Doskonale zaprojektowany nie wymaga specjalnego szkolenia w jego obsłudze oraz redukuje ewentualne błędy w pomiarze ciśnienia. Omron M3 posiada wszystkie funkcje które są niezbędne do wykonywania wygodnych, szybkich i rzetelnych pomiarów ciśnienia krwi. Wyposażony jest w technologię bezpieczeństwa Intellisense™. Ciśnieniomierz posiada pamięć wewnętrzną która pozwala śledzić wyniki 60 pomiarów dwóch użytkowników. W zestawie z Omron M3 jest dołączany mankiet o wielkości 22-42 cm.

Funkcje:

- Funkcja wskaźnika poziomu ciśnienia krwi - porównanie zmierzonej wartości ciśnienia krwi do wartości odniesienia.
- Funkcja wskaźnika prawidłowo założonego mankieta
- Funkcja wykrywania niepożądanego ruchu ciała
- Funkcja wykrywania nieregularnej pracy serca
- Funkcja Średniej z 3 wyników pomiarów wykonanych w ciągu 10 min.
- Funkcja pamięci dla dwóch użytkowników - pozwala zapisać wyniki pomiarów dwóch użytkowników.

Ciśnieniomierz Omron M3 jest zatwierdzony klinicznie. Niezawodność i dokładność urządzenia zostały dokładnie przebadane przez najważniejsze organizacje służby zdrowia w trakcie licznych procedur badawczych.

Klasa II ME

Parametry:

Wyświetlacz: 3 liniowy wyświetlacz LCD
Metoda pomiaru: oscylometryczna
Automatyczny zawór uwalniania powietrza
Pompowanie: funkcja Fuzzy-logic kontrolowana pompą elektryczną
Pamięć: 60 pomiarów dla 2 użytkowników
Ciśnienie: 700-1060hPa
Zakres pomiaru:
ciśnienia: 0 - 299 mmHg
pulsu: 40 - 180/min.
Dokładność pomiaru
ciśnienia: +/-3 mmHg
pulsu: +/- 5%
Wymiary: 123 mm x 85mm x 141mm

Zestaw zawiera:

Ciśnieniomierz
Mankiet 22-42 cm
Baterie (4xAA - LR06)
Instrukcję obsługi
Skrócony przewodnik
Etui
Kartę do notowania zmierzonych wartości ciśnienia
Kartę gwarancyjną

