

Link do produktu: <https://redmed.pl/cisnieniomierz-omron-m7-intelli-it-funkcja-afib-wykrywania-migotania-przedsionkow-2023-p-1240.html>



Ciśnieniomierz Omron M7 Intelli IT +funkcja afib wykrywania migotania przedsionków, 2023

Numer katalogowy	HEM-7361T-EBK
Kod EAN / GETIN	4015672111721
Producent	Omron

Opis produktu

Zautomatyzowany ciśnieniomierz ramieniowy Omron M7 Intelli IT z mankietem Intelli Wrap jest nowoczesnym urządzeniem do samodzielnego badania w domu, oraz dla placówek medycznych. Łatwy i szybki pomiar ciśnienia, oraz nowoczesne dodatkowe funkcje dają użytkownikowi natychmiastowe wykrywanie nieprawidłowości pracy serca.

Omron M7 Intelli IT jest wyposażony w moduł Bluetooth 4.0, szczególnie przeznaczony do korzystania z darmowej aplikacji OMRON Connect. Umożliwia łatwy transfer odczytów do komputera lub smartfona wyposażonego w system iOS lub Android.

Ciśnieniomierz M7 Intelli IT ma na wyposażeniu cały wachlarz przydatnych funkcji.

Wskaźnik zużycia baterii

Automatyczne pompowanie

Automatyczne wyłączenie

Wykrywanie błędów w pomiarze

Czujnik ruchu podczas pomiaru

Wykrywanie nieregularnego tętna występującego przy arytmii

Wskaźnik wysokiego poziomu ciśnienia krwi

Wskaźnik wystąpienia migotania przedsionków

Funkcja wyników 3 pomiarów w odstępach 30-sekundowych, a następnie wyświetla średnią

Poranne nadciśnienie-pozwala śledzić, czy pomiar rano różni się od pomiarów z reszty dnia

Funkcja pamięci dla dwóch użytkowników do 100 pomiarów z datą i godziną pomiaru dla każdego

Do ciśnieniomierza dołączony jest nowy typ mankieta Intelli Wrap, zaprojektowany aby zminimalizować wpływ nieprawidłowego założenia. Nowoczesny mankieta ma strefę pomiarową 360 stopni - owija się wokół całego ramienia, więc nawet niedokładna pozycja na ramieniu wciąż daje dokładne pomiary.



Omron M7 Intelli IT wyświetla tylko wiarygodne wyniki, był testowany klinicznie.

Dane techniczne Omron M7 Intelli IT HEM-7361T-EBK

- Wyświetlacz: cyfrowy, LCD ciekłokrystaliczny
- Metoda pomiarowa: oscylometryczna
- Zakres pomiarowy: ciśnienie 0-299 mmHg, tętno 40-180 uderzeń/min
- Pamięć: 2 x 100 pomiarów z datą i godziną
- Dokładność: ciśnienie +/-3 mmHg, tętno +/- 5%
- Pompowanie: automatyczne z zastosowaniem technologii Fuzzy Logic
- Wypuszczanie powietrza: automatyczne przez sterowany zawór spustowy
- Zasilanie: 4 baterie alkaliczne AA (paluszki) lub zasilacz sieciowy (opcja)
- Czas pracy baterii: ok. 1000 pomiarów
- Waga ciśnieniomierza: około 390g bez baterii
- Waga mankietu: około 163g
- Wymiary ciśnieniomierza: około 191 x 120 x 85 [mm]
- Wymiary mankietu: 532 x 145 [mm] (średnica 75 mm) dla ramion o obwodzie 22-42 cm

W zestawie Omron M7 Intelli IT:

- Ciśnieniomierz Omron M7 Intelli IT HEM-7361T-EBK
- Omron Intelli Wrap mankiety dla dorosłych (dla ramion o obwodzie 22-42cm)
- Etui zamykane na zamek błyskawiczny
- Komplet baterii alkalicznych
- Arkusz do notowania ciśnienia



-
- Polska instrukcja obsługi
 - Karta gwarancyjna