

Link do produktu: <https://redmed.pl/cisnieniomierz-tma-250-p-589.html>

Ciśnieniomierz TMA 250

Cena	75,00 zł
Producent	Tech Med

Opis produktu

Ciśnieniomierz TMA 250 jest małym, łatwym i całkowicie zautomatyzowanym aparatem do pomiaru ciśnienia krwi i tętna, który zakładany jest na nadgarstek. Doskonale nadaje się do stosowania w domu i w podróży. Pomiary ciśnienia wykonywane tym aparatem są równorzędne z pomiarami wykonywanymi przez wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia z użyciem tradycyjnego mankietu i stetoskopu metodą osłuchową. Uzyskujemy dokładny pomiar aktywowany za pomocą jednego przycisku. Dodatkowo ciśnieniomierz posiada:

- duży i podświetlany wyświetlacz
- wbudowaną pamięć umożliwiającą przechowywanie maksymalnie 90 ostatnich wyników pomiarów
- funkcję automatycznego wyłączenia
- wskaźnik poziomu ciśnienia krwi wg klasyfikacji WHO
- możliwość wykrywania objaw arytmii serca (IHB).

Parametry:

- Zakres pomiarowy: 30 - 280 mmHg
- Obwód mankietu 13,5 - 19,5 cm
- Dokładność: +/- 3 mmHg Puls +/- 5%
- Zasilanie: 2 baterie "AAA" 1,5V

zestaw :

- Ciśnieniomierz z mankietem nadgarstkowym
- Etui twarde
- 2 baterie "AAA"
- Instrukcja obsługi w języku polskim
- Gwarancja polska 24-miesiące

Możliwość dokupienia przedłużenia gwarancji:

- + 1 rok - 12,00 zł
- +2 lata - 21,00 zł
- +3 lata - 27,00 zł
- +4 lata - 32,00 zł

Dodatkowa gwarancja na ciśnieniomierze dotyczy tylko konsumentów.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Gwarancja: standard 2 lata , opcja 3 lata (+ 12,00 zł), opcja 4 lata (+ 21,00 zł), opcja 5 lat (+ 27,00 zł), opcja 6 lat (+ 32,00 zł)