

Link do produktu: <https://redmed.pl/cisnieniomierz-tma-30pro-p-335.html>

Ciśnieniomierz TMA - 30PRO

Cena	135,00 zł
Numer katalogowy	TMA-30PRO
Producent	Tech Med
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

TECH-MED TMA-30 PRO to nowoczesny ciśnieniomierz elektroniczny, w którym zastosowano oscylometryczną metodę pomiaru z zastosowaniem technologii FUZZY LOGIC. Ciśnieniomierz charakteryzuje się wysoką dokładnością pomiaru – równorzędną dokładności pomiarów dokonywanych metodą osłuchową za pomocą sphygmomanometrów mechanicznych przez wykwalifikowany personel medyczny. Dokładność ta została potwierdzona badaniami klinicznymi. Wykonanie dokładnego pomiaru ciśnienia jest niezwykle proste – wymaga przyciśnięcia tylko jednego przycisku. Bardzo duży ergonomiczny wyświetlacz LCD zapewnia łatwy odczyt wyniku pomiaru.

Cechy produktu:

- Całkowicie automatyczny,
- funkcja rozpoznawania arytmii serca (IHB),
- wykrywanie objawów arytmii,
- technologia DPDA gwarantująca najdokładniejszy pomiar,
- technologia G3WMI gwarantuje szybszy i wygodniejszy pomiar,
- produkt testowany klinicznie,
- wskaźnik klasyfikacji wyniku pomiaru ciśnienia wg. WHO
- funkcja daty i godziny,
- oszczędność baterii - aparat wyłącza się po 2 minutach.
- gwarancja 2 lata.

Specyfikacja urządzenia:

- duży wyświetlacz cyfrowy,
- dokładność pomiarów: ± 3 mmHg,
- uniwersalny mankiet na ramię od 22cm do 33cm obwodu,
- zakres pomiarowy ciśnienia: 0 - 299 mmHg,
- zakres pomiarowy tętna: 40 - 199 uderzeń/minutę.
- zasilanie: 4 baterie AA 1.5V lub zasilacz.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opcje dodatkowe: Nie wybrano , Zasilacz 230V AC/DC (+ 1,00 zł)