

Link do produktu: <https://redmed.pl/ck-mb-test-kasetowy-5-szt-p-455.html>

Zdjęcie zastępcze

CK-MB - Test kasetowy - 5 szt.

Czas wysyłki	Zadzwoń 32 720 62 10
Numer katalogowy	NDL302001
Kod producenta	302001
Producent	nal von minden

Opis produktu

Wyrób medyczny przeznaczony do profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26 Ustawy o wyrobach medycznych. Testy **nie są** przeznaczone do użytku domowego. Zakup możliwy wyłącznie przez osoby posiadające **PWZ** lub przez firmę, podając nr NIP w zamówieniu. W przypadku zakupu przez "użytkownika domowego", zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.

Szybki immunologiczny test kasetowy służący do jakościowego wykrywania antygenów CK-MB w próbce krwi pełnej, surowicy lub osocza.

Zastosowanie testów jakościowych ma duże znaczenie w diagnostyce i leczeniu dolegliwości pacjenta. Szybkie i dokładne postawienie diagnozy może zredukować ryzyko wystąpienia komplikacji związanych z wczesnym niewykryciem przyczyn choroby oraz skraca czas potrzebny na wyleczenie.

Testy jakościowe potwierdzają, lub wykluczają, diagnozę i umożliwiają zastosowanie środków medycznych adekwatnych do przyczyn dolegliwości pacjenta. Jest to metoda która znaczenie poprawia skuteczność leczenia, ponieważ zamiast stosowania silnych leków ogólnego przeznaczenia i obserwowania ich skuteczność, można od razu zastosować skuteczne środki. Dzięki temu koszt leczenia i ryzyko skutków ubocznych są mniejsze.

Części składowe zestawu

- 5x Testów kasetowe
- 5x Pipety jednorazowe
- 1x Instrukcja obsługi

Szczegóły testu:

- Próbka: Surowica lub osocze (ok. 50 µl), krew pełna (ok. 100 µl)
- Czas testu: 10 minut
- Czułość: 100% w porównaniu z CK-MB EIA-Test
- Specyficzność: 99,8% w porównaniu z CK-MB EIA-Test
- Cut-off: 5 ng/ml
- Przechowywanie: 2°C - 30°C

CK (Kinaza kreatynowa) jest enzymem kluczowym w bioenergetyce komórki, odgrywając ważną rolę w homeostazie komórkowego ATP. Znajduje się wewnątrz komórek mięśni (szkieletowych, sercowych i mózgu). Izoenzym MB jest najbardziej charakterystyczny dla mięśnia sercowego dlatego jest jednym z badań, które może być wykonane w diagnostyce świeżego zawału serca. Między 4 a 12 godziną od wystąpienia zawału CK-MB osiąga wysoką czułość diagnostyczną. Badanie CK-MB można również wykonać w przypadku podejrzenia zapalenia mięśnia sercowego, monitorowaniu ostrej niewydolności serca, do oceny skuteczności zabiegów na sercu: angioplastyki wieńcowej (udrożnienia zwężonej lub zamkniętej tętnicy wieńcowej) i ablacji (zabieg wykonywany w przypadku zaburzeń rytmu serca).