

Link do produktu: <https://redmed.pl/clearview-chlamydia-mf-kasetowy-test-wykrywajacy-chlamydie-u-kobiet-i-mezczyzn-p-256.html>



Clearview Chlamydia MF- kasetowy test wykrywający Chlamydie u kobiet i mężczyzn

Numer katalogowy	CV504524
Producent	Alere
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

[Aktualna data ważności](#)

Alere Clearview Chlamydia MF - test immunologiczny wykrywający bakterie Chlamydii trachomatis u kobiet i mężczyzn.

Bakteria ta może wywoływać takie schorzenia jak:

- zapalenie cewki moczowej
- śluzowo - ropne zapalenie szyjki macicy
- zapalenie gruczołu krokowego
- nadżerki szyjki macicy.

Bakteria ta najczęściej jest przenoszona drogą płciową.

Test wykonuje się z wymazu z szyjki macicy kobiety lub z moczu mężczyzn.

Specyfikacja:

- Rodzaj testu: test kasetowy
- Typ próbki: Wymaz z wnętrza szyjki macicy (kobiety)/mocz (mężczyźni)
- [Przebieg testu](#)
- Czas do otrzymania wyniku: 15 minut
- Test Clearview Chlamydia MF musi być przechowywany w temperaturze 2-8 st. °C
- Test dla kobiet
 - Czułość: 99,8%
 - Swoistość: 98,4%
- Test dla mężczyzn
 - Czułość: 77,8%
 - Swoistość: 97,5%

Każdy zestaw Clearview Chlamydia MF zawiera materiały potrzebne na wykonanie 20 testów:

- 3 x 5 ml R1 (reagent)
- 1 x 1 ml R2 (kontrola pozytywna zawierająca nie infekcyjne antygeny chlamydii)
- 20 x indywidualnie zapakowane kasety
- próbówki

Test jest wykonywany w gabinecie lekarskim.

Odbiór osobisty możliwy tylko w oddziale w Chorzowie