

Link do produktu: <https://redmed.pl/clearview-complete-hiv-1-2-profesjonalny-test-wykrywajacy-hiv-1-i-hiv-2-p-260.html>



# Clearview Complete HIV 1 / 2 – profesjonalny test wykrywający HIV 1 i HIV 2

Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70</b>
Numer katalogowy	<b>92111</b>
Producent	<b>Alere</b>
Zadzwoń i zamów:	<b>+48322490070</b>

## Opis produktu

### [Aktualna data ważności](#)

Alere Clearview Complete HIV 1 / 2 – Zamknięty test immunochromatograficzny, jednorazowego użytku, wykrywający antyciała ludzkiego wirusa niedoboru odporności typu 1 i 2 (HIV-1 i HIV-2) w osoczu lub surowicy.

### Przebieg badania:

- Usunąć bufor z fiolki
- wprowadzić próbkę badanego materiału
- szczelnie zamknąć fiolkę (zgodnie z instrukcją)
- po 15 minutach można odczytać wynik na pasku znajdującym się w fiolce.

### Specyfikacja:

- Rodzaj testu: test zamknięty
- Rodzaj próbki: Osocze lub surowica
- [Przebieg testu](#)
- Czas uzyskania wyniku: 15 minut
- Skuteczność: >99,7%
- Swoistość: 99,9%
- Wielkość próbki: 2,5µL

### Opakowanie zawiera:

- 1 ulotkę
- 25 kopii informacji o produkcie
- 25 jednorazowych statywów do przeprowadzania testu
- 25 saszetek zawierających:
  - Probówkę z paskiem testowym wewnątrz
  - Fiolkę z buforem dołączoną do probówki (~350µL)
  - Sterylny, bezpieczny nakłuwacz
  - Opatrunek
  - Opatrunek z substancją osuszającą

### Test wykonuje lekarz.