

Link do produktu: <https://redmed.pl/clearview-easy-lh-profesjonalny-strumieniowy-test-owulacyjny-p-253.html>

Clearview Easy LH – profesjonalny strumieniowy test owulacyjny

Numer katalogowy	505397
Producent	Alere
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

[Aktualna data ważności](#)

Alere Clearview Easy LH - jest to test na obecność hormonu luteinizującego w moczu kobiety. Test ten pomaga określić dokładnie termin owulacji (jajczkowania), a co za tym idzie okres płodny kobiety.

Tanie testy owulacyjne mają czułość na poziomie 20mIU/ml co oznacza, że dają wynik pozytywny na długo przed tym jak stężenie hormonu luteinizującego osiąga swoje optimum. Testy oferowane przez naszą firmę są skonstruowane tak, aby rzeczywiście określać najpewniejszy czas na poczęcie.

Wzrost LH następuje 24-36 godzin przed owulacją. Wynik uzyskamy już po 3 minutach i jest on niemal w 100% pewny (udowodniona skuteczność >99%). Jeżeli test będzie 'silnie pozytywny' to mamy około 24h, kiedy szanse na poczęcie są największe.

Specyfikacja:

- Rodzaj testu: Test strumieniowy / zanurzeniowy
- Rodzaj próbki: Mocz
- [Przebieg testu](#)
- Czas otrzymania wyniku: 3 minuty
- Przechowywanie: 2°C - 30°C
- Czułość: 40mIU/ml
- Skuteczność: 99%
- Swoistość: 100%
- Zestaw zawiera: 25 testów

Test wykonuje lekarz