

Link do produktu: <https://redmed.pl/clearview-exact-influenza-ab-profesjonalny-zanurzeniowy-test-wykrywajacy-grype-typu-a-i-b-p-263.html>



Clearview Exact Influenza A&B – profesjonalny zanurzeniowy test wykrywający grypę typu A i B

Dostępność	Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Numer katalogowy	506761
Producent	Alere
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

[Aktualna data ważności](#)

Alere Clearview Exact Influenza A&B - profesjonalny zanurzeniowy test wykrywający grypę typu A i B

Test diagnostyczny służący do jakościowego wykrywania i różnicowania grypy A i antygenów wirusa B, bezpośrednio z wydzieliny z nosa. Test ten umożliwia odpowiedni dobór antybiotyków, a co za tym idzie dobre leczenie.

Specyfikacja:

- Rodzaj testu: test bagnetowy - zanurzeniowy
- Rodzaj próbki: Wydzielina z nosa
- [Przebieg testu](#)
- Czas uzyskania wyniku: 15 minut
- Przechowywać w warunkach pokojowych

Influenza A:

- Czulość: 81,7%
- Swoistość: 98,5%

Influenza B:

- Czulość: 88,6%
- Swoistość: 97,4%

W skład kompletu wchodzi:

- 20 zestawów zawierających:
 - zapakowany test
 - piankową wymazówkę donosową
- Reagent do wymazów
- Kartonowa stacja robocza
- Pozytywne i negatywne wymazy kontrolne
- Ulotka
- Karta przeprowadzania testu

Test tylko do użytku profesjonalnego