

Link do produktu: <https://redmed.pl/clearview-exact-strep-a-profesjonalny-kasetowy-test-na-paciorkowce-grupy-a-25-szt-p-257.html>



Clearview Exact Strep A – profesjonalny kasetowy test na paciorkowce grupy A - 25 szt

Dostępność	Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Numer katalogowy	ALECV506757
Kod producenta	CV506757
Producent	Alere
Zadzwoń i zamów:	+48322490070
Refundacja NFZ	Tak

Opis produktu

[Aktualna data ważności testów](#)

Alere Clearview Exact Strep A – profesjonalny kasetowy test na paciorkowce grupy A

Wykrycie tych paciorkowców pozwala lekarzowi na zastosowanie odpowiedniej kuracji przeciwko zapaleniu gardła. Badanie przeprowadza się na próbce wymazu z gardła i w przeciwieństwie do konwencjonalnych metod zajmujących 24-48 godzin, pozwala na niemal natychmiastowe uzyskanie wyniku.

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.

Testy nie są przeznaczone do użytku domowego.

W przypadku zakupu przez osobę nieuprawnioną do ich używania (użytek domowy) zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.

Specyfikacja:

- Rodzaj testu: test kasetowy
- Rodzaj próbki: Wymaz z gardła
- [Przebieg testu](#)
- Czas do uzyskania wyniku: 5 minut
- Czułość: 95,2%
- Swoistość: 99%
- Trafność: 98%
- Przechowywanie: W temperaturze pokojowej

W skład testu wchodzi:

- 25 indywidualnie pakowanych kaset testowych
- Odczynnik ekstrakcji 1 (12 ml 5 molowego roztworu azotynu sodu)
- Odczynnik ekstrakcji 2 (12 ml 0,03 molowego roztworu kwasu cytrynowego)
- Kontrola pozytywna (2 ml): zabite cieplnie bakterie Streptococcus grupy A, w roztworze (1×10^8 organizmów/ml) 0,1 azydku sodu jako środek konserwujący
- Kontrola negatywna (2 ml): zabite cieplnie bakterie Streptococcus grupy B, w roztworze (1×10^8 organizmów/ml) 0,1 azydku sodu jako środek konserwujący
- 25 próbek ekstrakcyjnych z wieczkiem
- 25 sterylnych wymazówek do poboru wymazu z gardła
- Ulotka



Test wykonuje się w gabinecie lekarskim