

Link do produktu: <https://redmed.pl/clearview-exact-strep-a-profesjonalny-zanurzeniowy-test-na-paciorkowce-grupy-a-25szt-p-258.html>



Clearview Exact Strep A - profesjonalny zanurzeniowy test na paciorkowce grupy A - 25szt

Dostępność	Czekamy na dostawę
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	ALECV506758
Kod producenta	CV506758
Producent	Alere
Zadzwoń i zamów:	+48322490070
Refundacja NFZ	Tak

Opis produktu

[Aktualna data ważności testów](#)

Alere Clearview Exact Strep A – profesjonalny zanurzeniowy test na paciorkowce grupy A

Szybki test immunochromatograficzny w postaci paska testowego, wykrywający paciorkowce grupy A w wymazie z gardła. Jest pomocny przy ustaleniu przyczyny wywołującej zapalenie gardła.

Badanie przeprowadza się na próbce wymazu z gardła i w przeciwieństwie do konwencjonalnych metod zajmujących 24-48 godzin, pozwala na niemal natychmiastowe uzyskanie wyniku.

Wyrób medyczny przeznaczony dla profesjonalnego użytkownika, według definicji z art. 2 pkt 1.26) Ustawy o wyrobach medycznych z 20.05.2010 r.

Testy nie są przeznaczone do użytku domowego.

W przypadku zakupu przez osobę nieuprawnioną do ich używania (użytek domowy) zamówienie zostanie anulowane, a w przypadku wpłaty zostanie ona zwrócona na konto.

Specyfikacja:

- Rodzaj testu: bagnetowy - zanurzeniowy
- Rodzaj próbki: Wymaz z gardła
- [Przebieg testu](#)
- Czas do uzyskania wyniku: 5 minut
- Czułość: 97%
- Swistość: 95%
- Liczba kroków do uzyskania wyniku: 5
- Przechowywanie: W temperaturze pokojowej
- Zestaw zawiera: 25 testów

Zestaw zawiera:

- 25 pasków testowych
- 25 sterylnych wymazówek
- 25 probówek ekstrakcyjnych jednorazowego użytku

- Reagent 1 (2 mole/dm³ azotynu sodu)
- Reagent 2 (0,4 mola/dm³ kwasu octowego)
- Próba kontrolna pozytywna (bakterie strep A w roztworze NaN₃)
- Próba kontrolna negatywna (bakterie strep C w roztworze NaN₃)
- 1 ulotka
- 1 stanowisko robocze

Test wykonuje się w gabinecie lekarskim