

Link do produktu: <https://redmed.pl/clearview-fob-profesjonalny-kasetowy-test-na-krew-utajona-w-kale-p-265.html>



Clearview FOB – profesjonalny kasetowy test na krew utajoną w kale

Dostępność	Zapytaj o dostępność tel. 32 249 00 70
Numer katalogowy	CV506149
Producent	Alere
Zadzwoń i zamów:	+48322490070

Opis produktu

[Aktualna data ważności testów](#)

Clearview FOB – profesjonalny kasetowy test na krew utajoną w kale

Test wykrywający utajoną krew w kale w formie kasety.

Krew w kale może być objawem wczesnego stadium nowotworu dwunastnicy lub odbytu.

Test wykrywa krew utajoną w kale już w stężeniu 50ng/ml lub wyższym 6 µg/g kału.

W przeciwieństwie do innych testów, na dokładność Clearview FOB nie ma wpływu dieta pacjenta.

Specyfikacja:

- Rodzaj testu: test kasetowy
- Rodzaj próbki: Kał
- [Przebieg testu](#)
- Czas uzyskania wyniku: 5 minut
- Względna czułość: 93,6%
- Względna swoistość: 99,1%
- Przechowywać w warunkach pokojowych
- Zestaw zawiera 25 testów

Zestaw zawiera:

- 25 testów
- 25 probówek z substancją buforową do zbierania próbek
- 1 ulotka

Test ten przeprowadzany jest w gabinetach lekarskich.