

Link do produktu: <https://redmed.pl/coaguchek-xs-monitor-krzepliwosci-krwi-p-32.html>

## CoaguChek XS - monitor krzepliwości krwi.

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Cena                   | <b>2 850,00 zł</b>                    |
| Dostępność             | <b>Czekamy na dostawę</b>             |
| Czas wysyłki           | <b>do 7 dni</b>                       |
| Numer katalogowy       | <b>ROCH04625412017</b>                |
| Kod producenta         | <b>CoaguChek XS</b>                   |
| Producent              | <b>Roche</b>                          |
| Zadzwoń i zamów:       | <b>+48322490070</b>                   |
| Producent              | <b>Roche Diagnostic GmbH</b>          |
| Podmiot Odpowiedzialny | <b>Roche Professional Diagnostics</b> |

### Opis produktu

#### **UWAGA !!!**

Ten produkt możesz kupić z refundacją NFZ, czyli dopłatą funduszu zdrowia, więcej informacji w [linku - Refundacja aparatów i pasków do pomiaru INR](#)

Analizator PT INR CoaguChek XS przeznaczony jest do częstego, regularnego badania krzepliwości krwi. Przenośne urządzenie jest szybkie i łatwe w użyciu.

System CoaguChek XS jest wygodnym, przenośnym zestawem zawierającym urządzenie pomiarowe i jednorazowe paski testowe. Umożliwia pacjentom stosującym doustną terapię przeciwkrzepliwą regularną i samodzielną kontrolę czasu protrombinowego (PT) i międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR). Badanie gęstości krwi można wykonywać gdziekolwiek i kiedykolwiek.

System CoaguChek XS jest następcą systemów CoaguChek i CoaguChek S. Zawiera wiele rozwiązań zapewniających większe bezpieczeństwo i umożliwiających otrzymanie wyniku PT/INR szybciej.

Deklaracja zgodności: Urządzenie spełnia wymogi norm regulacyjnych UE w zakresie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro - dyrektywa 98/79/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady ("dyrektywa IVD").

Dzięki Systemowi CoaguChek XS możesz dać swoim pacjentom coś więcej - poczucie niezależności.

- komfortowe i bezbolesne testy bez względu na miejsce i czas
- Bezbolesne testy przy użyciu nakłuwacza CoaguChek Softclix.
- Do badania wystarcza tylko jedna kropla krwi kapilarnej pobrana z opuszka palca, aby w ciągu 1 min. uzyskać precyzyjny wynik INR (niepotrzebna jest krew żylna).
- Łatwość aplikacji krwi dzięki specjalnej konstrukcji testów.
- Testy można przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Wyniki są wyświetlane po przejściu szeregu wewnętrznych kontroli.
- Automatyczna kontrola wszystkich części systemu.
- Wbudowany w test system kontroli (OS2C) sprawdzający podczas badania każdy pasek testowy.
- Urządzenie jak i testy są stale monitorowane podczas procesu pomiaru ( np. sprawdzenie ilości naniesionej krwi).
- mały, bezpieczny, szybki
- Małe wymiary i nowoczesny design
- Duży i czytelny ekran
- Prosta komunikacja z użytkownikiem za pomocą graficznych ikon
- Możliwość bezprzewodowego przesyłania danych do komputera przez łącze IR.
- Pamięć 100 wyników z datą i godziną pomiaru.
- Pamięć jest trwała nawet, gdy baterie się rozładują lub zostaną usunięte.
- 4 baterie wystarczą do wykonania 60 testów lub na rok czasu.

- Możliwość ustawienia indywidualnego zakresu terapeutycznego INR.

### **Gwarancja 1 rok.**


Analizator działa tylko na baterie 4xAA.

Brak możliwości zasilania zasilaczem 230V.

Zestaw nie zawiera baterii.

Zestaw startowy nie zawiera pasków do pomiaru INR 24 szt./op.

*Oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.*



**Przy zakupie można dodatkowo zamówić [Poradnik dla pacjenta dotyczący leczenia doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi oraz samokontroli PT/INR](#) GRATIS!**